



- conformes aux normes ISO 1042 et DIN 12664
- calibrées finement selon les tolérances de la classe A

VERRERIE - FIOLES JAUGÉES

Fioles jaugées Hirschmann® classe A en verre borosilicaté 3.3 Duran®

HIRSCHMANN®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3

Classe A

graduations
imprimées bleues



1

2

3

4

5

Certificat d'étalonnage individuel

Conforme aux normes ISO, le certificat d'étalonnage usine individuel permet de mesurer la tolérance pour plusieurs volumes nominaux et d'informer l'utilisateur sur l'exactitude de l'instrument utilisé.

référence

Prix HT

HL2000 Certificat d'étalonnage usine
individuel

capacité	tolérance	rodage	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT		
			1	verre ambré bouchon PE	1	verre ambré bouchon PE avec certificat	1	verre ambré bouchon PE avec certificat USP	2	verre ambré bouchon en verre	3	verre clair bouchon en PE	3	verre clair bouchon en PE avec certificat	3	verre clair bouchon en PE avec certificat USP
5 ml	±0,025 ml	7/16	HL2152		HL2152CE	-	HL2252		HL2352		HL2352CE	-				-
5 ml	±0,040 ml	10/19	HL2153		-	-	HL2253		HL2353		-	-			HL2353CU	
10 ml	±0,025 ml	7/16	HL2160		HL2160CE	-	HL2260		HL2360		HL2360CE	-			-	
10 ml	±0,040 ml	10/19	HL2161		-	HL2161CU	HL2261		HL2361		HL2361CE	-			-	
20 ml	±0,040 ml	10/19	HL2165		HL2165CE	HL2165CU	HL2265		HL2365		HL2365CE	-			HL2365CU	
20 ml	±0,040 ml	12/21	HL2166		-	-	HL2266		HL2366		-	-			-	
25 ml	±0,040 ml	10/19	HL2170		HL2170CE	HL2170CU	HL2270		HL2370		HL2370CE	-			HL2370CU	
25 ml	±0,060 ml	12/21	HL2171		-	-	HL2271		HL2371		-	-			-	
50 ml	±0,060 ml	12/21	HL2175		HL2175CE	HL2175CU	HL2275		HL2375		HL2375CE	-			HL2375CU	
50 ml	±0,080 ml	14/23	HL2178		HL2178CE	-	HL2278		HL2378		HL2378CE	-			-	
100 ml	±0,100 ml	12/21	HL2180		HL2180CE	HL2180CU	HL2280		HL2380		HL2380CE	-			HL2380CU	
100 ml	±0,100 ml	14/23	HL2181		HL2181CE	-	HL2281		HL2381		HL2381CE	-			-	
200 ml	±0,150 ml	14/23	HL2185		HL2185CE	HL2185CU	HL2285		HL2385		HL2385CE	-			HL2385CU	
250 ml	±0,150 ml	14/23	HL2186		HL2186CE	-	HL2286		HL2386		HL2386CE	-			HL2386CU	
500 ml	±0,250 ml	19/26	HL2190		HL2190CE	-	HL2290		HL2390		HL2390CE	-			-	
1000 ml	±0,400 ml	24/29	HL2193		HL2193CE	-	HL2293		HL2393		HL2393CE	-			HL2393CU	
1000 ml	±0,600 ml	29/32	-		-	-	-		HL2392		-	-			-	
2000 ml	±0,600 ml	29/32	HL2194		HL2194CE	-	HL2294		HL2394		HL2394CE	-			HL2394CU	
5000 ml	±1,200 ml	34/35	-		-	-	-		HL2397		HL2397CE	-			-	
10000 ml	±2,000 ml	45/40	-		-	-	-		HL2398		HL2398CE	-			-	

Fioles jaugées Hirschmann® classe A
en verre borosilicaté 3.3 Duran®

HIRSCHMANN®

VERRE DURAN
borosilicaté 3.3

Classe A

graduations
imprimées bleues



1

2

3

4

5



Certificat d'étalonnage individuel

Conforme aux normes ISO, le certificat d'étalonnage usine individuel permet de mesurer la tolérance pour plusieurs volumes nominaux et d'informer l'utilisateur sur l'exactitude de l'instrument utilisé.

référence	Prix HT
HL2000 Certificat d'étalonnage usine individuel	

capacité	tolérance	rodage	réf	Prix HT	réf	Prix HT
			4	verre clair, bouchon en verre	5	verre clair, avec rebord
5 ml	±0,025 ml	7/16	HL2452		HL2552	
5 ml	±0,040 ml	10/19	HL2453		-	
10 ml	±0,025 ml	7/16	HL2460		HL2560	
10 ml	±0,040 ml	10/19	HL2461		-	
20 ml	±0,040 ml	10/19	HL2465		HL2565	
20 ml	±0,040 ml	12/21	HL2466		-	
25 ml	±0,040 ml	10/19	HL2470		HL2570	
25 ml	±0,060 ml	12/21	HL2471		-	
50 ml	±0,060 ml	12/21	HL2475		HL2575	
50 ml	±0,080 ml	14/23	HL2478		-	
100 ml	±0,100 ml	12/21	HL2480		HL2580	
100 ml	±0,100 ml	14/23	HL2481		-	
200 ml	±0,150 ml	14/23	HL2485		HL2585	
250 ml	±0,150 ml	14/23	HL2486		HL2586	
500 ml	±0,250 ml	19/26	HL2490		HL2590	
1000 ml	±0,400 ml	24/29	HL2493		HL2593	
1000 ml	±0,600 ml	29/32	HL2492		-	
2000 ml	±0,600 ml	29/32	HL2494		HL2594	
5000 ml	±1,200 ml	34/35	HL2497		HL2597	
10000 ml	±2,000 ml	45/40	HL2498		HL2598	