

Fioles jaugées **classe A**
en PP - bouchon PP



- fiole jaugée
- rodage standard
- bouchon en PE
- graduation en émail bleu
- classe A
- en verre borosilicaté clair

capacité	col	référence	Prix HT
100 ml	19/26	HL2030 les 2	

Fioles jaugées **classe B**
en PP - bouchon PP



- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- en polypropylène translucide incassable
- autoclavables
- marquage circulaire bleu calibré individuellement sur «IN» : le volume affiché correspond à la quantité de liquide contenu dans la fiole
- bouchon à rodage en polypropylène
- compatibles contact alimentaire



capacité	exact.	col	référence	Prix HT
10 ml	±0,08 ml	10/19	BD5940 les 2	
25 ml	±0,08 ml	10/19	BD5941 les 2	
50 ml	±0,12 ml	12/21	BD5942 les 2	
100 ml	±0,20 ml	14/23	BD5943 les 2	
250 ml	±0,30 ml	19/26	BD5944 les 2	
500 ml	±0,50 ml	19/26	BD5945 les 2	
1000 ml	±0,80 ml	24/29	BD5946 l'unité	

Fioles jaugées **classe A**
en TPX - bouchon PP



- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- transparentes
- marquage circulaire bleu calibré individuellement sur «IN» : le volume affiché correspond à la quantité de liquide contenu dans la fiole
- autoclavables
- numéro de lot et certificat de lot
- certificat individuel sur demande
- bouchon rodé en polypropylène



capacité	exact.	hauteur	col	référence	Prix HT
10 ml	±0,04 ml	90 mm	10/19	BD5920 les 2	
25 ml	±0,04 ml	115 mm	10/19	BD5921 les 2	
50 ml	±0,06 ml	150 mm	12/21	BD5922 les 2	
100 ml	±0,10 ml	180 mm	14/23	BD5923 les 2	
250 ml	±0,15 ml	235 mm	19/26	BD5924 les 2	
500 ml	±0,25 ml	270 mm	19/26	BD5925 les 2	
1000 ml	±0,40 ml	310 mm	24/29	BD5926 l'unité	

Fioles jaugées **classe B**
en PMP (TPX®) - col rodé



- conformes à la norme DIN EN ISO 1042
- transparentes
- marquage circulaire bleu calibré individuellement sur «IN» : le volume affiché correspond à la quantité de liquide contenu dans la fiole
- autoclavables
- bouchon rodé en polypropylène



capacité	exact	hauteur	col	référence	Prix HT
10 ml	±0,08 ml	90 mm	10/19mm	BD5930 les 2	
25 ml	±0,08 ml	115 mm	10/19mm	BD5931 les 2	
50 ml	±0,12 ml	150 mm	12/21mm	BD5932 les 2	
100 ml	±0,20 ml	180 mm	14/23mm	BD5933 les 2	
250 ml	±0,30 ml	235 mm	19/26mm	BD5934 les 2	
500 ml	±0,50 ml	270 mm	19/26mm	BD5935 les 2	
1000 ml	±0,80 ml	310 mm	24/29mm	BD5936 l'unité	