

Bidons en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



**Robustes,
étanches,
translucides.**



- en polyéthylène haute densité (HDPE)
- excellente résistance chimique
- capuchon à vis, col Ø 50 mm
- échelle graduée imprimée bleue
- poignée de transport
- ouverture d'aération assurant un écoulement régulier
- soupape d'aération et/ou filtre stérilisateur ou filtre au chlorure de calcium (en option sur demande)
- modèle de distribution équipé d'un filetage Ø 3/4" à la base permettant de recevoir le robinet B05251 avec bec anti-gouttes ; robinet de haute qualité, progressif, étanchéité parfaite, filetage, haute qualité, robinet parfaitement rectiligne, capuchon à vis B05014 permettant la fermeture du bidon, montage à la place du robinet

capacité	dimensions	poignées	référence	Prix HT
réipients de stockage (sans raccord de robinet)				
5 litres	Ø 167 x 330 mm	1 poignée	B04015	
10 litres	Ø 206 x 427 mm	1 poignée	B040110	
25 litres	Ø 278 x 580 mm	2 poignées	B040125	
60 litres	Ø 346 X 830 mm	2 poignées	B040360	
réipients de distribution à raccord fileté pour robinet ou capuchon (sans robinet)				
5 litres	Ø 167 x 330 mm	1 poignée	B04025	
10 litres	Ø 206 x 427 mm	1 poignée	B040210	
25 litres	Ø 278 x 580 mm	2 poignées	B040225	
60 litres	Ø 346 X 830 mm	2 poignées	B040260	
robinet et capuchons				
robinet de distribution complet pour réipients de distribution			B05251	
capuchon à vis pour fermeture du bidon (à la place du robinet)			B05014	
capuchon avec soupape d'aération			B0401252	