

### Bonbonnes carrées

PLASTIQUE  
polypropylène

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE

- polypropylène ou polyéthylène haute densité (HDPE) translucide selon le modèle
- forme carrée, bords arrondis
- graduations moulées
- capuchons normalisés permettant le montage de dilueurs, système de prélèvement, filtration, évent, etc.
- anse pleine ergonomique : manipulation et nettoyage facile



capacité	5 litres	10 litres	20 litres
dim. corps (lxpxh)	220 x 220 x h270 mm	280 x 280 x h360 mm	350 x 350 x h420 mm
dim. col (Ø int.)	Ø 32 mm	Ø 64 mm	Ø 64 mm
type col à vis	G45	83B	83B
Bonbonnes en PP	BSR05	BSR10	BSR20
Bonbonnes en HDPE	BSR06	BSR11	BSR21
accessoires de rechange			
capuchon	BOU01	BOU02	BOU02

### Bonbonnes carrées avec robinet

PLASTIQUE  
polypropylène

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE

- polypropylène ou polyéthylène haute densité (HDPE) translucide selon le modèle
- forme carrée, bords arrondis
- graduations moulées
- capuchons normalisés permettant le montage de dilueurs, système de prélèvement, filtration, évent, etc.
- anse pleine ergonomique : manipulation



- et nettoyage facile
- robinet 1/4 tour, étanche, embout à olive démontable, convient pour tuyau Ø int. 6 mm

capacité	5 litres	10 litres	20 litres
dim. corps (lxpxh)	220 x 220 x h270 mm	280 x 280 x h360 mm	350 x 350 x h420 mm
dim. col (Ø int.)	Ø 32 mm	Ø 64 mm	Ø 64 mm
type col à vis	G45	83B	83B
Bonbonnes en PP	BAR05	BAR10	BAR20
Bonbonnes en HDPE	BAR06	BAR11	BAR21
accessoires de rechange			
robinet	BAR01	BAR01	BAR01
capuchon	BOU01	BOU02	BOU02

### Bonbonnes rondes en HDPE avec robinet

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- polyéthylène haute densité (HDPE) translucide
- forme ronde
- graduations moulées
- capuchons normalisés
- poignée

capacité	dimensions	dim. col (Ø int.)	référence	Prix HT
col étroit, capuchon noir				
5 litres	Ø 175 x 330 mm	Ø 49 mm	BRS05	
10 litres	Ø 220 x 380 mm	Ø 49 mm	AZ1571009 <b>1</b>	
25 litres	Ø 280 x 580 mm	Ø 80 mm	BRS25 <b>2</b>	
50 litres	Ø 350 x 700 mm	Ø 80 mm	BRS50	
col large, capuchon blanc				
30 litres	Ø 380 x 440 mm	Ø 250 mm	AZ1571147	
50 litres	Ø 380 x 650 mm	Ø 250 mm	AZ1571176	
100 litres	Ø 450 x 785 mm	Ø 250 mm	AZ1571140 <b>3</b>	

### Bonbonnes rondes en HDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène HDPE



- polyéthylène haute densité (HDPE) translucide
- forme ronde
- graduations moulées
- capuchons normalisés
- poignée

capacité	dimensions	dim. col (Ø int.)	couleur capuchon	référence	Prix HT
col étroit					
5 litres	Ø 175 x 330 mm	Ø 49 mm	rouge	BRA05	
10 litres	Ø 220 x 380 mm	Ø 49 mm	rouge	AZ1571102 <b>1</b>	
25 litres	Ø 280 x 580 mm	Ø 80 mm	noir	AZ1571149 <b>2</b>	
50 litres	Ø 350 x 700 mm	Ø 80 mm	noir	AZ1571175	