

## Flacons compte-gouttes en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE  
polyéthylène LDPE



- flacons en polyéthylène LDPE
- capuchons à vis en polypropylène avec canule et bouchon anti-fuite attaché

capacité	référence	Prix HT
30 ml	CT4681	
60 ml	CT4682	
125 ml	CT4683	
250 ml	CT4684	

## Flacons histologiques en polypropylène

PLASTIQUE  
polypropylène



- en polypropylène transparent
- capuchon strié, à vis, avec joint torique moulé
- graduations moulées pour une visualisation facile

capacité	col	flacon	réf	Prix HT	
				non stériles	stériles
capuchons blancs					
25 ml	Ø 38 mm	Ø 30 x 45 mm	CT6120	les 1000	CT6124 les 1000
50 ml	Ø 52 mm	Ø 41 x 40 mm	CT6121	les 1000	CT6125 les 500
80 ml	Ø 52 mm	Ø 41 x 60 mm	CT6122	les 500	CT6126 les 500
150 ml	Ø 60 mm	Ø 50 x 80 mm	CT6123	les 300	CT6127 les 300
capuchons naturels					
25 ml	Ø 38 mm	Ø 30 x 45 mm	CT5610	les 1000	-
50 ml	Ø 52 mm	Ø 41 x 40 mm	CT5611	les 1000	-
80 ml	Ø 52 mm	Ø 41 x 60 mm	CT5612	les 500	-
150 ml	Ø 60 mm	Ø 50 x 80 mm	CT5613	les 300	-