

Flacons compte-gouttes à col étroit en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE



1



2

- flacons compte-gouttes ronds, en LDPE transparent
- bouchon fileté
- bouchon compte-gouttes LDPE en option

capacité	dimensions	Ø filetage	référence	Prix HT
100 ml	Ø 45 x h98 mm	GL18	UB0300	l'unité
250 ml	Ø 61 x h128 mm	GL25	UB0301	l'unité
500 ml	Ø 77 x h162 mm	GL25	UB0302	l'unité
1 litre	Ø 95 x h198 mm	GL28	UB0303 1	l'unité
Accessoires – bouchons compte-gouttes 2				
bouchon compte-gouttes ,GL18			UB0304	l'unité
bouchon compte-gouttes ,GL25			UB0305	l'unité
bouchon compte-gouttes ,GL28			UB0306	l'unité

Flacons multi-usages en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- flacons ronds en HDPE transparent
- bouchons filetés en PP
- graduations moulées

capacité	dimensions	graduation	Ø col	référence	Prix HT
100 ml	Ø 46 x h99,5 mm	25 ml	Ø 25,0 mm	UB0310	l'unité
250 ml	Ø 61 x h129,5 mm	50 ml	Ø 28,0 mm	UB0311	l'unité
500 ml	Ø 76 x h161 mm	50 ml	Ø 40,0 mm	UB0312	l'unité
1 litre	Ø 97 x h203 mm	100 ml	Ø 50,0 mm	UB0313	l'unité

Flacons à col étroit avec bouchons en polyéthylène

PLASTIQUE
polyéthylène LDPE

Bio



- flacons ronds en LDPE transparent ou en biopolymère PE selon le modèle
- bouchons filetés

capacité	dimensions	Ø col	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			polyéthylène LDPE		polyéthylène bio	
10 ml	Ø 26 x h47 mm	Ø 14,0 mm	UB0320	l'unité	UB0340	l'unité
20 ml	Ø 32 x h58 mm	Ø 14,0 mm	UB0321	l'unité	UB0341	l'unité
30 ml	Ø 35 x h67 mm	Ø 14,0 mm	UB0322	l'unité	-	
50 ml	Ø 40 x h86 mm	Ø 18,0 mm	UB0323	l'unité	UB0342	l'unité
100 ml	Ø 45 x h106 mm	Ø 18,0 mm	UB0324	l'unité	UB0343	l'unité
200 ml	Ø 58 x h134 mm	Ø 18,0 mm	UB0325	l'unité	-	
250 ml	Ø 60 x h140 mm	Ø 25,0 mm	UB0326	l'unité	UB0344	l'unité
500 ml	Ø 75 x h173 mm	Ø 25,0 mm	UB0327	l'unité	UB0345	l'unité
1 litre	Ø 95 x h213 mm	Ø 28,0 mm	UB0328	l'unité	UB0346	l'unité
2 litres	Ø 120 x h263 mm	Ø 28,0 mm	UB0329	l'unité	-	
3 litres	Ø 139 x h306 mm	Ø 32,0 mm	UB0330	l'unité	-	
5 litres	Ø 163 x h360 mm	Ø 40,0 mm	UB0331	l'unité	-	

Flacons homologués UN en polyéthylène HDPE

PLASTIQUE
polyéthylène HDPE



- flacons en HDPE transparent
- bouchons en HDPE
- joints en PTFE
- homologué UN

capacité	hauteur	Ø int. col	norme	réf	Prix HT
500 ml	177 mm	Ø 29,0 mm	1H1/X1.9/250	UB0350	
1 litre	212 mm	Ø 29,0 mm	3H1/X1.9/250	UB0351	
2,5 litres	282 mm	Ø 29,0 mm	3H1/X1.9/250	UB0352	