

Flacons compte-gouttes avec capuchon de fermeture en polyéthylène LDPE

PLASTIQUE polyéthylène LDPE



- distribution goutte à goutte ou sous forme d'un jet étroit
- extrémité de distribution fermée par capuchon attaché au flacon
- capuchon compte-gouttes en PE



| capacité | dimensions | col | pas de vis | référence | Prix HT |
|----------|----------------|---------|------------|-----------|---------|
| 10 ml | Ø 26 x h76 mm | Ø 9 mm | Ø 14 mm | B30610 | |
| 20 ml | Ø 32 x h88 mm | Ø 9 mm | Ø 14 mm | B30620 | |
| 30 ml | Ø 35 x h96 mm | Ø 9 mm | Ø 14 mm | B30630 | |
| 50 ml | Ø 40 x h116 mm | Ø 13 mm | Ø 18 mm | B31650 | |
| 100 ml | Ø 45 x h136 mm | Ø 13 mm | Ø 18 mm | B31610 | |
| 250 ml | Ø 61 x h170 mm | Ø 18 mm | Ø 25 mm | B31625 | |
| 500 ml | Ø 75 x h204 mm | Ø 18 mm | Ø 25 mm | B31650 | |
| 1000 ml | Ø 95 x h248 mm | Ø 21 mm | Ø 28 mm | B31600 | |

Flacons compte-gouttes avec capuchon Tropf-Boy

PLASTIQUE polyéthylène HDPE



- flacons ronds en HDPE transparent
- distribution goutte à goutte ou sous forme d'un jet étroit
- capuchon

| capacité | dimensions | référence | Prix HT |
|----------|-------------------|-----------|---------|
| 10 ml | Ø 24 x h50 mm | UB0360 | |
| 25 ml | Ø 31,3 x h64,5 mm | UB0361 | |
| 50 ml | Ø 40 x h77 mm | UB0362 | |

Flacons pulvérisateur en polyéthylène LDPE Turn'n'Spray

- flacons de vaporisation hors pression
- volume de vaporisation par pression 1,2 ml ± 0,1 ml
- nez du spray Ø 0,6 mm
- puissance du jet jusqu'à 2 mètres



| capacité | hauteur | pas de vis | référence | Prix HT |
|----------|---------|------------|-----------|---------|
| 250 ml | 220 mm | Ø 18 mm | UB0370 | |
| 500 ml | 240 mm | Ø 18 mm | UB0371 | |
| 1000 ml | 295 mm | Ø 17,5 mm | UB0372 | |

Flacon atomiseur sous pression pour industrie alimentaire



- coloris blanc opaque
- fenêtre transparente
- tamis de filtration
- angle de pulvérisation 60°
- vanne de sécurité max. 3 bars
- débit de pulvérisation réglable
- poignée



| capacité | hauteur | Ø récipient | référence | Prix HT |
|------------|---------|-------------|-----------|---------|
| 1,2 litres | 315 mm | Ø 117 mm | UB0380 | |