

## Flacons vaporisateurs avec atomiseur

**PLASTIQUE**  
polyéthylène HDPE

**i** distribution uniforme du liquide



capacité	dimensions	référence	Prix HT
30 ml	Ø 28 x h105 mm	UB0390	
50 ml	Ø 35 x h110 mm	UB0391	
100 ml	Ø 37 x h161 mm	UB0392	
250 ml	Ø 50 x h222 mm	UB0393	

- flacons ronds en HDPE transparent
- pompe de vaporisation en PP et inox
- angle de pulvérisation 40°

## Flacons à pompe avec distributeur de dosage



capacité	dimensions	référence	Prix HT
100 ml	Ø 38 x h140 mm	UB0400	
250 ml	Ø 48 x h195 mm	UB0401	

- flacons ronds transparents en PP