

## Flacons vaporisateurs avec atomiseur

**PLASTIQUE**  
polyéthylène HDPE



distribution uniforme du liquide



capacité	dimensions	référence	Prix HT
30 ml	Ø 28 x h105 mm	UB0390	
50 ml	Ø 35 x h110 mm	UB0391	
100 ml	Ø 37 x h161 mm	UB0392	
250 ml	Ø 50 x h222 mm	UB0393	

- flacons ronds en HDPE transparent
- pompe de vaporisation en PP et inox
- angle de pulvérisation 40°

## Flacons à pompe avec distributeur de dosage



capacité	dimensions	référence	Prix HT
100 ml	Ø 38 x h140 mm	UB0400	
250 ml	Ø 48 x h195 mm	UB0401	

- flacons ronds transparents en PP

## Réservoirs à col large avec poignée en polyéthylène HDPE

**PLASTIQUE**  
polyéthylène HDPE



1

2

- en polyéthylène HDPE transparent
- col large
- poignée moulée

capacité	bouchon	int. col	dimensions	filetage	référence	Prix HT
2,3 litres	PP bleu	68,5 mm	Ø 135 x h192 mm	Ø 80 mm	UB0440	1
4,4 litres	LDPE blanc	109 mm	Ø 142 x h263 mm	Ø 120 mm	UB0441	2

## Pots à col large carrés



- couvercle en PP avec joint en PE

capacité	dimensions	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT
		PETG transparent		PVC transparent		PVC brun	
50 ml	Ø 38 x h63 mm	UB0450		UB0460		-	
100 ml	Ø 46 x h75 mm	UB0451		UB0461		UB0470	
200 ml	Ø 59 x h91 mm	UB0452		UB0462		UB0471	
300 ml	Ø 66 x h98 mm	-		UB0463		-	
500 ml	Ø 80 x h111 mm	UB0453		UB0464		-	
750 ml	Ø 92 x h120 mm	-		UB0465		-	
1000 ml	Ø 95 x h152 mm	UB0454		UB0466		-	
2000 ml	Ø 120 x h190 mm	-		UB0467		-	