

Flacons stériles en PET

PLASTIQUE
PET



- en PET transparent
- stérile selon la norme ISO 11137
- bouchon en polyéthylène HDPE
- graduations

capacité	dim.	Ø int. col	référence	Prix HT
125 ml	Ø53xh105mm	32 mm	UB0490	
250 ml	Ø64xh132mm	32 mm	UB0491	
500 ml	Ø76xh173mm	32 mm	UB0492	
1000 ml	Ø96xh212mm	32 mm	UB0493	

Bidon compact conducteur



- ▶ dangers d'inflammation évalués, utilisable dans zones 0 et 1, groupes d'explosion IIA, IIB

1



2



- échelle graduée moulée
- capuchon Ø 41 mm
- modèle de distribution, avec filetage 3/4" pour robinet

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
bidon seul				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	UB0500	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	1 UB0501	
kit bidon et robinet B05252				
5 litres	65 x 335 x h335 mm		UB0505	
10 litres	125 x 335 x h335 mm		UB0506	
accessoires				
robinet stop-cock- PA			2 B05252	
lot antistatique			B56021	

Bidon compact

PLASTIQUE
polypropylène

- ▶ très compact : largeur 65 mm
- ▶ polypropylène translucide
- ▶ très robustes : parois épaisses et nervures de rigidité
- ▶ excellente résistance chimique, compatibles contact alimentaire

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
bidon seul sans tubulure				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B04355	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B04360	
bidon seul avec tubulure 3/4"				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B043552	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B043562	
kit bidon et robinet B05251				
5 litres	65 x 335 x h335 mm		B043558	
10 litres	125 x 335 x h335 mm		B043559	
kit bidon et robinet robinet d'écoulement compact B042559				
5 litres	65 x 335 x h335 mm		B043568	
10 litres	125 x 335 x h335 mm		B043569	
accessoires				
support pour 2 bidons de 5 litres			1 B043556	
robinet de distribution complet pour bidon avec tubulure			2 B05251	
capuchon à vis pour fermeture du bidon à la place du robinet			B05014	
Bouchon inviolable bleu DIN50 pour bidon			B05013	
support pour 3 bidons de 5 litres			B043554	
robinet d'écoulement compact			3 B042559	
support de remplissage pour bidon 10 litres			4 BK8161	
bouchon d'aération fileté			B042558	



1



2



3



4

- échelle graduée moulée
- capuchon Ø 41 mm
- modèle de distribution, avec filetage 3/4" pour robinet

- support de sécurité : assure le maintien des bidons en position verticale (en aluminium anodisé, recouvert d'un film métallisé)