

Flacons stériles en PET

PLASTIQUE
PET



- en PET transparent
- stérile selon la norme ISO 11137
- bouchon en polyéthylène HDPE
- graduations

capacité	dim.	Ø int. col	référence	Prix HT
125 ml	Ø53xh105mm	32 mm	UB0490	
250 ml	Ø64xh132mm	32 mm	UB0491	
500 ml	Ø76xh173mm	32 mm	UB0492	
1000 ml	Ø96xh212mm	32 mm	UB0493	

Bidon compact conducteur



dangers
d'inflammation
évalués, utilisable
dans zones 0
et 1, groupes
d'explosion IIA, IIB

1

2



- échelle graduée moulée
- capuchon Ø 41 mm
- modèle de distribution, avec filetage 3/4" pour robinet

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
bidon seul sans tubulure				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	UB0510	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	UB0511	
bidon seul avec tubulure 3/4"				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	UB0500	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	1 UB0501	
kit bidon et robinet B05252				
5 litres	65 x 335 x h335 mm		UB0505	
10 litres	125 x 335 x h335 mm		UB0506	
accessoires				
robinet stop-cock- PA			2 B05252	
lot antistatique			B56021	
support de remplissage pour bidon 10 litres			BK8161	

Bidon compact

PLASTIQUE
polypropylène

- ▶ très compact : largeur 65 mm
- ▶ polypropylène translucide
- ▶ très robustes : parois épaisses et nervures de rigidité
- ▶ excellente résistance chimique, compatibles contact alimentaire

capacité	dimensions	col	référence	Prix HT
bidon seul sans tubulure				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B04355	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B04360	
bidon seul avec tubulure 3/4"				
5 litres	65 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B043552	
10 litres	125 x 335 x h335 mm	Ø 41 mm	B043562	
kit bidon et robinet B05251				
5 litres	65 x 335 x h335 mm		B043558	
10 litres	125 x 335 x h335 mm		B043559	
kit bidon et robinet robinet d'écoulement compact B042559				
5 litres	65 x 335 x h335 mm		B043568	
10 litres	125 x 335 x h335 mm		B043569	
accessoires				
support pour 2 bidons de 5 litres			1 B043556	
robinet de distribution complet pour bidon avec tubulure			2 B05251	
capuchon à vis pour fermeture du bidon à la place du robinet			B05014	
Bouchon inviolable bleu DIN50 pour bidon			B05013	
support pour 3 bidons de 5 litres			B043554	
robinet d'écoulement compact			3 B042559	
support de remplissage pour bidon 10 litres			4 BK8161	
bouchon d'aération fileté			B042558	



1



2



3



4

- échelle graduée moulée
- capuchon Ø 41 mm
- modèle de distribution, avec filetage 3/4" pour robinet

- support de sécurité : assure le maintien des bidons en position verticale (en aluminium anodisé, recouvert d'un film métallisé)

Robinet à bille en polypropylène



PLASTIQUE
polypropylène

- pour filetage G3/4"
- pression 4 bars max. à 20°C
- avec écrou à chapeau de raccordement garantissant la position verticale du robinet
- coude d'écoulement inclus
- embout de tuyau Ø16 mm
- diamètre nominal Ø11 mm

référence **Prix HT**
B05001 Robinet à bille PP, l'unité

Robinets à bille de fût en polypropylène noir

PLASTIQUE
polypropylène

- en polypropylène
- adapté pour produits cristallisants
- pression 10 bars max. à 20°C

Filetage d'alimentation	filetage de sortie	longueur nominale	référence	Prix HT
robinets à bille de fût				
1/2" ext.	1/2" int.	15 mm	UB0520	
3/4" ext.	3/4" int.	20 mm	1 UB0521	
1" int.	1" int.	25 mm	UB0522	
1/2" int.	1/2" int.	15 mm	UB0523	
3/4" int.	3/4" int.	20 mm	UB0524	
accessoires				
embout de tuyau fixe, droit, 1/2" extérieur			UB0530	
embout de tuyau fixe, droit, 3/4" extérieur			2 UB0531	
embout de tuyau fixe, droit, 1" extérieur			UB0532	
raccord coudé de tuyau fixe, 1/2" extérieur			UB0533	
raccord coudé de tuyau fixe, 3/4" extérieur			3 UB0534	
raccord coudé de tuyau fixe, 1" extérieur			UB0535	
adaptateur filet à pas Tri-Sure, 2" extérieur, 3/4" intérieur			UB0536	
adaptateur filetage fin, 2" extérieur, 3/4" intérieur			4 UB0537	
ruban d'étanchéité PTFE, largeur 12 mm, longueur 12 m			5 UB0006	



1



2



3



4



5

Robinet à bille en polypropylène blanc

PLASTIQUE
polypropylène



- en polypropylène blanc
- filetage extérieur / intérieur
- fibre de verre
- poignée avec joint torique en NBR
- pression 10 bars max. à 20°C
- température max. 80°C

Filetage d'alimentation	filetage de sortie	longueur nominale	référence	Prix HT
robinets à bille en PP blanc				
1/2" int.	M29 x 1,75 mm ext.	15 mm	UB0540	
3/4" int.	M36 x 3 mm ext.	20 mm	1 UB0541	
1" int.	M42 x 3 mm ext.	25 mm	UB0542	
1/2" ext.	M29 x 1,75 mm ext.	15 mm	UB0543	
3/4" ext.	M36 x 3 mm ext.	20 mm	UB0544	
1" ext.	M42 x 3 mm ext.	25 mm	UB0545	
accessoires				
raccord réservoir, 1/2" extérieur			UB0550	
raccord réservoir, 3/4" extérieur			2 UB0551	
raccord réservoir, 1" extérieur			UB0552	
raccord coudé avec écrou chapeau, filetage M29x1,75 mm			UB0553	
raccord coudé avec écrou chapeau, filetage M36x3 mm			3 UB0554	
raccord coudé avec écrou chapeau, filetage M42x3 mm			UB0555	
ruban d'étanchéité PTFE, largeur 12 mm, longueur 12 m			4 UB0006	



1



2



3



4

Robinet de fût d'air en polyéthylène



- en PE transparent
- joint en silicone
- longueur 13 mm
- raccord fileté 3/4" extérieur

référence **Prix HT**
UB0560 Robinet de fût Air, l'unité

Robinet coudé pour cuve IBC en polypropylène



- pour filetage S60x6 et 1" ext.
- robinet à bille et capuchon en PP
- embout tuyau 90° en PA Ø30 mm
- pression de service max. 10 bar (à +20°C)
- température max. +80°C

référence

Prix HT

UB0565 Robinet coudé IBC, l'unité

Robinet pour cuve IBC en polypropylène



- pour filetage S60x6 et 1", ext.
- robinet à bille et capuchon en PP
- embout en PP et POM Ø25mm
- pression de service max. 10 bar (à +20°C)
- température max. +80°C

référence

Prix HT

UB0570 Robinet IBC, l'unité

Robinet à friction Jumbo



- en PE brun
- pour filetage de fût G2", Ø50mm

référence

Prix HT

UB0580 Robinet de fût Jumbo, l'unité

Robinet de fût en laiton



- pour filetage 3/4" ext.
- fermeture automatique
- 10 mm

référence

Prix HT

UB0585 Robinet de fût laiton, l'unité

Robinet de fût en inox



- en acier inox V2A (1.4301) et joints en PTFE
- sortie robinet pouvant pivoter à 360°
- pour filetage 3/4" ext.
- auto-fermeture et verrouillable
- 10 mm

référence

Prix HT

UB0590 Robinet en acier inox, l'unité

Vanne de fût en polypropylène

PLASTIQUE
polypropylène


- en PP renforcé de fibres de verre
- adaptée aux fûts métalliques avec raccord métallique

référence

Prix HT

UB0595 Vanne de fût, PP, G 1 1/2", l'unité