

Flacons col large, à vis en verre clair



- en verre sodocalcique
- autoclavables
- bouchons non inclus

capacité	filtage	référence	Prix HT
30 ml	GL32	MR5080 les 126	
50 ml	GL32	MR5081 les 85	
100 ml	GL40	MR5082 les 63	
250 ml	GL55	MR5083 les 48	
500 ml	GL55	MR5084 les 20	
1000 ml	GL68	MR8085 les 18	

Flacons col large, à vis en verre ambré



- en verre sodocalcique ambré
- autoclavables
- bouchons non inclus

capacité	filtage	référence	Prix HT
30 ml	GL32	MR5090 les 126	
50 ml	GL32	MR5091 les 85	
100 ml	GL40	MR5092 les 56	
250 ml	GL55	MR5093 les 48	
500 ml	GL55	MR5094 les 20	
1000 ml	GL68	MR5095 les 12	

Flacons compte-gouttes GL18 en verre ambré



- en verre sodocalcique ambré
- filetage GL18
- capacité nominale indiquée jusqu'à l'épaule de la bouteille

capacité	dim. (Ø x h)	référence	Prix HT
5 ml	Ø 22,5 x 54,7 mm	MR5110 les 186	
10 ml	Ø 24,2 x 63,7 mm	MR5111 les 160	
15 ml	Ø 27,8 x 64,2 mm	MR5112 les 195	
20 ml	Ø 28,6 x 71,5 mm	MR5113 les 195	
25 ml	Ø 30,0 x 78,2 mm	MR5114 les 168	
30 ml	Ø 32,6 x 79,3 mm	MR5115 les 147	
50 ml	Ø 37,7 x 92,0 mm	MR5116 les 105	
100 ml	Ø 46,7 x 111,0 mm	MR5117 les 68	

Capuchons à vis GL 18



- en plastique noir
- insert d'étanchéité PE-LD

filtage	référence	Prix HT
GL18	MR5120 les 10	
GL22	MR5121 les 10	
GL25	MR5122 les 10	
GL28	MR5123 les 10	
GL32	MR5124 les 10	
GL40	MR5125 les 10	
GL55	MR5126 les 10	
GL68	MR5127 les 10	