

Flacons carrés en verre sodocalcique



VERRE
sodocalcique



- en verre sodocalcique
- col large, forme courte
- résistance à la chaleur +100°C

capacité	col	dim. (Øxh)	verre clair		verre ambré	
			réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
50 ml	GL32	Ø48x70 mm	WG1640	les 10	-	-
100 ml	GL32	Ø49x111 mm	WG1641	les 10	WG1645	les 10
250 ml	GL45	Ø64x146 mm	WG1642	les 10	WG1646	les 10
500 ml	GL54	Ø76x173 mm	WG1643	les 10	WG1647	les 10
1 litre	GL60	Ø97x213 mm	-	-	WG1648	les 10

Flacons pour test de Bloom



VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- parois épaisses
- particulièrement résistantes aux contraintes mécaniques
- conforme à la norme ISO 9665

dim. (Øxh)	référence	Prix HT
Ø59 x85 mm	WG1710	les 10

Flacons à col large



VERRE
borosilicaté 3.3



- en verre borosilicaté 3.3
- large ouverture

capacité	dim. (Øxh)	référence	Prix HT
75 ml	Ø50 x70mm	WG1780	les 10

Flacon conique en verre borosilicaté



VERRE
borosilicaté 3.3