

Flacons GL45 à entraînement magnétique



VERRE
borosilicaté 3.3
GL45



Mélange
de liquides,
dissolution de matières solides.

Tige d'agitation
magnétique



- intégralement autoclavables à +121°C
- température jusqu'à +140°C
- entraînement par agitateur magnétique
- vitesse : jusqu'à 500 tr/min
- agitateur à deux ailettes rétractables
- capuchon à vis GL45 en PP avec 3 ports GL14 : 1 un port central pour la tige et 2 ports latéraux pour tuyaux 1,6 mm < Ø < 6,0 mm, filtres seringues ou capuchons aveugles
- livrés avec tige d'agitation, capuchon GL45 à 3 ports et 2 capuchons secondaires GL14

désignation

GW2748 Flacon 500 ml avec tige d'agitation

GW2749 Flacon 1000 ml avec tige d'agitation

accessoires de rechange

GW2750 Agitateur à ailettes

GW2751 Capuchon de rechange

Prix HT

Réacteurs avec agitateur magnétique



VERRE
borosilicaté 3.3
GL80

- matériaux : PP, PTFE, PEEK, acier inox
- les raccords disponibles permettent d'introduire ou de prélever des matières en cours de mélange
- tige d'agitation interchangeable
- vitesse : jusqu'à 500 tr/min
- résistance à la chaleur +140°C



- réacteurs agitateurs livrés complets avec :
1 agitateur magnétique à ancre,
1 flacon DURAN® GL80,
1 capuchon fileté GL80 (en PP gris/bleu) avec 4 ports secondaires : 2 ports GL14 et 2 ports GL18,
1 capuchon fileté GL14 (en PP,bleu),
2 capuchons filetés GL14 (en PBT, rouge),
2 capuchons filetés GL18 (en PBT, rouge)

référence

Réacteurs agitateurs complets

WG1360 Réacteur agitateur 250 ml , l'unité

WG1361 Réacteur agitateur 1 litre, l'unité

WG1362 Réacteur agitateur 2 litres, l'unité

accessoires de rechange

WG1363 Capuchon GL80 de rechange, avec tige d'agitation à ancre et 4 ports secondaires, l'unité

WG1364 Agitateur à ailettes, l'unité

WG1365 Agitateur à ancre de rechange, l'unité

WG1366 Capuchon fileté GL80, en PP bleu/gris de rechange, l'unité

WG1367 Tige en acier inox de rechange, l'unité

Prix HT