

Gants NATUREX 626 SALUS® latex, non poudrés

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 388
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (ABGIKL)
EN 374-1
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5 - VIRUS
DM 2017/745 - Classe I

- en latex naturel
- non poudrés
- surface extérieure micro-rugueuse antidérapante
- revêtement intérieur en polyuréthane : enfilage facile
- AQL : 0,65
- longueur 245 mm
- épaisseur :
doigts 0,15 mm,
paume 0,12 mm,
manchette 0,08 mm
- bord roulé
- coloris : blanc
- ambidextres



taille	référence	Prix HT
XS 5	GD9906 les 100	
S 6	GD9907 les 100	
M 7	GD9908 les 100	
L 8	GD9909 les 100	
XL 9	GD9910 les 100	

Gants NATUREX 626 NITRYL DERM® nitrile, non poudrés, texturés

Cat. III

EPI Catégorie III :

règl. UE 425/2016
EN 374 1-2-4-5
EN 388 - EN 420
ISO 16523

DM :

règl. UE 2017/745 - Classe I
EN 455 1-2-3-4
AQL 0,65
ASTM 1670-1671
ASTM D6319-D6978
ISO 2559-15223-2230
EN 1041



taille	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
Longueur 240 mm / fin 3,5 gr		Longueur 240 mm / fin 4 gr		Longueur 240 mm / épais 5 gr		Longueur 300 mm		
Bleu								
XS 5	GD8015	les 100	GD8006	les 100	-		GD8006L	les 100
S 6	GD8016	les 100	GD8007	les 100	GD8007H	les 100	GD8007L	les 100
M 7	GD8017	les 100	GD8008	les 100	GD8008H	les 100	GD8008L	les 100
L 8	GD8018	les 100	GD8009	les 100	GD8009H	les 100	GD8009L	les 100
XL 9	GD8019	les 100	GD8010	les 100	GD8010H	les 100	GD8010L	les 100
Noir								
S 6	GD8036	les 100	GD8026	les 100	-		-	
M 7	GD8037	les 100	GD8027	les 100	-		-	
L 8	GD8035	les 100	GD8028	les 100	-		-	
XL 9	GD8035	les 100	GD8029	les 100	-		-	
Rose								
XS 5	GD8045	les 100	-		-		-	
S 6	GD8046	les 100	-		-		-	
M 7	GD8047	les 100	-		-		-	
L 8	GD8048	les 100	-		-		-	
XL 9	GD8049	les 100	-		-		-	

- en nitrile
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- chlorinés, pour gantage et dégantage facile
- bord roulé
- AQL : 0,65
- ambidextres
- boîtes de 100 gants