

GANTS À USAGE UNIQUE

Gants chirurgicaux stériles NATUREX 626 Dermasynt non poudrés, en néoprène

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN374-2
EN374-4
EN374-5
EN16523 (KPT)
DM 2017/745 - Classe IIa



- en néoprène
- blanc crème
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- longueur 300 mm
- épaisseur :
doigts 0,20 mm,
paume 0,17 mm,
manchette 0,15 mm
- AQL : 0,65
- gants marqués gauche et droite

taille	référence	Prix HT
5,5	GD8050 les 50 paires	
6	GD8051 les 50 paires	
6,5	GD8052 les 50 paires	
7	GD8053 les 50 paires	
7,5	GD8054 les 50 paires	
8	GD8055 les 50 paires	
8,5	GD8056 les 50 paires	
9	GD8057 les 50 paires	

Gants chirurgicaux stériles NATUREX 626 Polysynt non poudrés, en polyisoprène

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN374-2
EN374-4
EN374-5
EN16523 (KPT)
DM 2017/745 - Classe IIa



- en polyisoprène
- blanc crème
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- longueur 300 mm
- épaisseur :
doigts 0,23 mm,
paume 0,21 mm,
manchette 0,18 mm
- AQL : 0,65

taille	référence	Prix HT
5,5	GD8060 les 50 paires	
6	GD8061 les 50 paires	
6,5	GD8062 les 50 paires	
7	GD8063 les 50 paires	
7,5	GD8064 les 50 paires	
8	GD8065 les 50 paires	
8,5	GD8066 les 50 paires	
9	GD8067 les 50 paires	

Gants chirurgicaux stériles NATUREX 626 Bio Plus Salus non poudrés, adaptés au double gantage

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN374-2
EN374-4
EN374-5
EN16523 (KPT)
DM 2017/745 - Classe IIa



- en latex
- blanc crème
- non poudrés
- texturés, surface micro-rugueuse antidérapante
- longueur 290 mm
- épaisseur :
doigts 0,19 mm,
paume 0,20 mm,
manchette 0,15 mm
- AQL : 0,65
- gants marqués gauche et droite

taille	référence	Prix HT
5,5	GD8070 les 50 paires	
6	GD8071 les 50 paires	
6,5	GD8072 les 50 paires	
7	GD8073 les 50 paires	
7,5	GD8074 les 50 paires	
8	GD8075 les 50 paires	
8,5	GD8076 les 50 paires	
9	GD8077 les 50 paires	