

Gants Nitrilex® Pink nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

EN ISO 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (KPT)
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 3,4
- épaisseur :
doigts 0,05 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : rose
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA3306	les 100
S 6-7	GA3307	les 100
M 7-8	GA3308	les 100
L 8-9	GA3309	les 100

Cat. III

Normes :

EN ISO 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (KPT)
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 240 mm
- grammage : 3,6
- épaisseur :
doigts 0,06 mm,
paume 0,05 mm,
manchette 0,04 mm
- coloris : bleu
- ambidextres
- en boîte distributrice Safe Pack

Boîte distributrice Safe Pack :
retrait du gant par la manchette,
chaque gant faisant avancer le
suivant

taille	référence	Prix HT
XS 5-6	GA3406	les 200
S 6-7	GA3407	les 200
M 7-8	GA3408	les 200
L 8-9	GA3409	les 200
XL 9-10	GA3410	les 200

Gants Nitrilex® high risk nitrile, non poudrés

Cat. III

Normes :

EN ISO 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type B)
EN 16523 (KPT)
EN 374-2
EN 374-4
EN 374-5
DM 2017 / 745



- en nitrile
- non poudrés
- bout des doigts texturés
- contact alimentaire
- AQL : 1,0
- longueur 270 mm
- grammage : 7,4
- épaisseur :
doigts 0,15 mm,
paume 0,11 mm,
manchette 0,08 mm
- coloris : orange
- ambidextres

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GA3507	les 100
M 7-8	GA3508	les 100
L 8-9	GA3509	les 100
XL 9-10	GA3510	les 100

Cat. III

Normes :

EN 21420
EN 455 (1 2 3 4)
EN 374-1 (Type C)
EN 16523-1 (KPT)



- en nitrile
- non poudrés
- AQL : 1
- épaisseur :
doigts 0,11 mm,
paume 0,10 mm,
manchette 0,09 mm
- longueur 240 mm
- coloris : bleu
- ambidextres
- emballage par paire

taille	référence	Prix HT
S 6-7	GD9407	les 50 paires
M 7-8	GD9408	les 50 paires
L 8-9	GD9409	les 50 paires
XL 9-10	GD9410	les 50 paires