

Machines à glace carbonique
50 ou 250 g

i

Bains réfrigérés, refroidissement de pièges, bains d'alcool, refroidissement de métaux à bas point de fusion pendant le transport, conservation d'échantillons de tissus, congélation d'échantillons biologiques, etc.

- glace sans odeur, sans goût, bloc facile à manipuler
- peut être installée sur n'importe quelle bouteille de CO₂ européenne en acier avec vanne montante

blocs de glace	50 g	250 g
dim. du bloc	Ø 50 x 22 mm	Ø 100 x 75 mm
temps production	½ min / bloc	1 min / bloc
T°C du bloc	-79°C	-79°C
Machines à glace	UB1030	UB1035



Sac à neige carbonique

- pour l'emballage et le transport de produits quelle que soit leur forme
- production de glace carbonique à partir d'une bouteille de CO₂ liquide à tube plongeur (série TP); raccord à vis standard (Ø 12,7 mm)
- la neige carbonique est créée facilement par ouverture de la valve de la bouteille de CO₂ liquide au 3/4 puis fermeture, après obtention de la neige carbonique le sac peut être immédiatement réutilisé



glace	en sac
dim. sac (l x h)	155 x 310 mm
poids	0,6 kg
Machine à glace	F388860