


certification
CE IVD 98/79

Cellules à numération en verre optique



- en verre optique spécial
- dimensions : 76 x 32 mm
- livrées dans un coffret avec 2 lamelles optiquement planes
- modèle à simple quadrillage
- surface comportant 2 zones latérales et 1 plateau central de comptage, séparés par des rainures
- quadrillage gravé sur le plateau central
- version lignes foncées
- modèle sans pinces

Cellules	cellules standard simple quadrillage
	SANS pinces
Neubauer	AZ1451037
Nageotte	AZ1451052
Malassez	AZ1451001

Cellules à numération Sedgewick Rafter en plastique



- en plastique transparent
- dimensions : 76 x 40 x 2 mm
- dimensions de la chambre : 50 x 20 x 1 mm
- livrée avec un verre de couverture d'environ 60 x 30 x 1 mm
- modèle Sedgewick Rafter
- chambre de comptage avec quadrillage de 1 mm
- quadrillage subdivisant un volume de 1 ml en 1000 µl
- profondeur de chambre : 1 mm
- volume de la chambre : 1 ml
- modèle sans quadrillage chromé

Cellules	cellules standard simple quadrillage
Sedgewick Rafter	AZ1451042
verres de rechange	
verre de rechange	AZ1451034