


## Tubes pour hématocrite de Wintrobe



- en verre sodocalcique
- fond rond, bord droit
- double échelle numérotée en rouge et blanc
- graduations 105 mm, subdivisions 1 mm
- dim. intérieure Ø 2,9 mm
- dim. extérieure Ø 6,5 mm

| référence                                      | Prix HT |
|------------------------------------------------|---------|
| MR3371 Tubes pour hématocrite Wintrobe, les 20 |         |

## Embouts en silicone pour pipettes Thoma, Malassez-Potain et Sahli



- en silicone transparent
- Ø extérieur 5,5 mm
- Ø intérieur 3,5 mm

| longueur | référence     | Prix HT |
|----------|---------------|---------|
| 16 cm    | MR3381 les 10 |         |
| 25 cm    | MR3382 les 10 |         |
| 40 cm    | MR3383 les 10 |         |


## Embouts en polystyrène pour pipettes à hémoglobine



- en polystyrène, coloris rouge ou blanc
- pour tubes pour pipettes à dilution de sang et pipettes à hémoglobine

| coloris | référence      | Prix HT |
|---------|----------------|---------|
| blanc   | MR3384 les 100 |         |
| rouge   | MR3385 les 100 |         |

## Pipettes hématologiques de précision



- **PHA** : pipette-mélangeur à dilution pour globules rouges, graduations indélébiles, précision garantie  $\pm 3\%$ , estampillée sur chaque pipette
- **PHB** : pipette-mélangeur à dilution pour globules blancs, graduations indélébiles, précision garantie  $\pm 3\%$  estampillée sur chaque pipette

| référence                               | Prix HT |
|-----------------------------------------|---------|
| PHA 1 Pipette-mélangeur globules rouges |         |
| PHB 2 Pipette-mélangeur globules blancs |         |