

HOMOGÉNÉISEURS

Potter de Tenbroeck complet
en verre borosilicaté



- en verre borosilicaté 3.3
- composants dépolis et interchangeables
- autoclavables et stérilisables
- espace piston-mortier : 0,09 - 0,16 mm

volume	dim. mortier	long. pilon	référence	Prix HT
1 ml	Ø 11 x 48 mm	140 mm	WT2690	
2 ml	Ø 13 x 50 mm	140 mm	WT2691	
7 ml	Ø 16 x 82 mm	190 mm	WT2692	
15 ml	Ø 22 x 94 mm	250 mm	WT2693	
40 ml	Ø 32 x 140 mm	250 mm	WT2694	

Potter complet
à pilon conique en verre



- en verre borosilicaté 3.3
- composants dépolis et interchangeables
- l'efficacité du broyage est améliorée et nécessite moins de temps par rapport aux modèles Tenbroeck et Potter-Elvehjem
- autoclavables et stérilisables
- espace piston-mortier : 0,1 - 0,15 mm

volume	dim. mortier	long. pilon	référence	Prix HT
1 ml	Ø 11 x 49 mm	130 mm	WT2640	
3 ml	Ø 11 x 86 mm	220 mm	WT2641	
5 ml	Ø 13 x 93 mm	220 mm	WT2642	
15 ml	Ø 18 x 114 mm	204 mm	WT2643	

Potter Elvehjem taille microen
verre borosilicaté



- en verre borosilicaté 3.3
- taille micro pour travaux précis
- réservoir et bord verseur facilitent la décantation des microéchantillons
- autoclavables et stérilisables
- espace piston-mortier : 0,1 - 0,15 mm

volume	dim. mortier	long. pilon	référence	Prix HT
0,1 ml	Ø 4 x 65 mm	110 mm	WT2700	
pièces de rechange				
	pilon 0,1 ml		WT2701	
	mortier 0,1 ml		WT2702	

Broyeurs de tissus
verre borosilicaté



- en verre borosilicaté 3.3

volume	dim. mortier	long. pilon	référence	Prix HT
1 ml	Ø 6 x 80 mm	155 mm	KM1620	