


Lames
avec zone dépolie colorée



- dimensions : 76 x 25 mm
épaisseur : 1 mm, ±0,02 mm
- en verre conforme aux exigences de transparence et d'uniformité de l'épaisseur
- zone dépolie 20 mm résistant à tous les produits chimiques courants
- pour étiquetage ou marquage au crayon

référence	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT
coloris plage dépolie	bords coupés coins 90°		bords rodés coins 90°		bords rodés coins 45°	
plage BLANCHE	les 50	CT4710	CT4720	CT4730		
plage BLEUE	les 50	CT4711	CT4721	CT4731		
plage VERTE	les 50	CT4712	CT4722	CT4732		
plage ORANGE	les 50	CT4713	CT4723	CT4733		
plage ROSE	les 50	CT4714	CT4724	CT4734		
plage JAUNE	les 50	CT4715	CT4725	CT4735		


Lames adhésives
avec zone dépolie colorée



- dimensions : 75 x 25 mm,
épaisseur 1 à 1,2 mm
- en verre conforme aux exigences de transparence et d'uniformité de l'épaisseur
- surface adhésive, hydrophobe
- zone dépolie 20 mm résistant à tous les produits chimiques courants
- pour étiquetage ou marquage au crayon

référence	réf	Prix HT	réf	Prix HT
coloris plage dépolie	bords rodés coins 90°		bords rodés coins 45°	
plage BLANCHE	les 72	CT4760	CT4770	
plage BLEUE	les 72	CT4761	CT4771	
plage VERTE	les 72	CT4762	CT4772	
plage ORANGE	les 72	CT4763	CT4773	
plage ROSE	les 72	CT4764	CT4774	
plage JAUNE	les 72	CT4765	CT4775	

Lames PrintAID avec zone colorée
pour imprimante thermique



- zone de marquage dépolie, de couleur, profondeur 20 mm, résistant aux produits chimiques
- compatibles avec les imprimantes thermiques de marques connues, y compris Thermo Slide-Mate® (Thermo Fisher) et Signature® (Primer)®
- dimensions : 25 x 75 mm
- épaisseur : 1,0-1,2 mm

référence	réf	réf
coloris plage dépolie	bords rodés coins 45°	bords rodés coins 90°
plage BLANCHE	les 50 CT4030	CT4040
plage JAUNE	les 50 CT4031	CT4041
plage VERT	les 50 CT4032	CT4042
plage BLEUE	les 50 CT4033	CT4043
plage ROSE	les 50 CT4034	CT4044
plage ORANGE	les 50 CT4035	CT4045
plage MARRON	les 50 CT4036	CT4046
plage VIOLETTE	les 50 CT4037	CT4047
plage VERT CLAIR	les 50 CT4038	-

Lames PrintAID avec zone colorée
pour imprimante jet d'encre



- dimensions : 76 x 25 mm
épaisseur : 1 mm, ±0,02 mm
- en verre conforme aux exigences de transparence et d'uniformité de l'épaisseur
- zone dépolie 20 mm résistant à tous les produits chimiques courants
- pour étiquetage traditionnel ou impression avec imprimantes de lames à codes-barres 2D

référence	réf	Prix HT	réf	Prix HT
coloris plage dépolie	bords rodés coins 90°		bords rodés coins 45°	
plage BLANCHE	les 50	CT4740	CT4750	
plage BLEUE	les 50	CT4741	CT4751	
plage VERTE	les 50	CT4742	CT4752	
plage ORANGE	les 50	CT4743	CT4753	
plage ROSE	les 50	CT4744	CT4754	
plage JAUNE	les 50	CT4745	CT4755	