

LAVEURS DÉSINFECTEURS

Détergents

- ▶ lavage alcalin, acide ou neutre
- ▶ très concentrés, stockage optimisé
- ▶ composants biodégradables
- ▶ rinçabilité totale à l'eau, sans trace ni film
- ▶ sécurité d'utilisation : remplace avantageusement les produits acides et les solvants dangereux
- ▶ non moussants

lavage alcalin :

- verrerie, instruments de chirurgie, d'anesthésie et biberons
- nettoyage, dégraissage
- élimination des résidus organiques, huiles, graisses, pommades, crèmes, résidus de distillation, résidus biologiques, cultures, sang, albumine, déchets alimentaires, amidon, colorants, etc.

lavage neutre :

- nettoyage, dégraissage des supports en matériaux sensibles (alu., zinc, etc.)

lavage acide :

- nettoyage, dégraissage, détartrage et désoxydation
- élimination des résidus et sels inorganiques, incrustations de tartres, dépôts calcaires, rouille, etc.

Gamme RBS®



Détergents en liquide concentré

type		pH	concentration	référence	Prix HT
Alcalin chlore actif	RBS 50	10,4	0,3%	MS2410	les 5 litres
Alcalin sans phosphate	RBSA 155	12,4	0,3%	MS2420	les 5 litres
Neutre	RBSA 260	9,7	0,5%	MS2430	les 5 litres
Acide phosphorique	RBSB 136	3,0	0,3%	MS2440	les 5 litres

Détergents en poudre concentrée

type		pH	concentration	référence	Prix HT
Chloré sans phosphate		10,7	0,3%	MS2203	les 5 kg
Alcalin sans phosphate	RBSA 285 SOLID	10,7	0,3%	MS2460	les 4,5 kg

Agents neutralisants en liquide concentré

- pré-lavage, neutralisation et rinçage en machine

type		pH	concentration	référence	Prix HT
Acide organique	RBSA 375	2,6	0,5%	MS2470	les 5 litres
Acide phosphorique	RBSNA 2	1,8	0,5%	MS2480	les 5 litres
Acide acétique	RBSNA 3	3,5	0,5%	MS2475	les 5 litres

Sel régénérant

type		référence	Prix HT
Sel régénérant RBS SEL SALCO 2/4		MS2490	les 5 kg

Gamme MIELE®



Détergents en liquide

type	pH	réf.	Prix HT
			les 10 litres
Moyennement alcalin sans tensio-actifs, sans agents oxydants	10,7	ME6417	
Alcalin sans tensio-actifs, sans agents oxydants	12,7	ME6418	
Alcalin avec tensio-actifs	12,4	ME6419	

Détergents en poudre

type	pH	référence	Prix HT
Moyennement alcalin sans agents oxydants	11,5	ME2001	les 10 kg

Agents neutralisants en liquide

type	pH	réf.	Prix HT
			les 10 litres
Agent neutralisant à base d'acide citrique	2,8	ME6420	