



Laveurs avec raccordement à l'eau déminéralisée Exploreline





- flexibles : posables, encastrables
- volume utile dans la cuve 145 l
- alarme signal sonore en fin de programme
- support de charge modulaires
- système easyload offre un placement plus rapide et facile de la charge sur les buses
- écran tactile
- doseur de poudre dans la porte
- 6 programmes dont 4 personnalisables
- habillage extérieur et couvercle en inox
- protection IP 21
- appareils livrés avec un module de communication Wi-Fi permettant une connexion réseau


	Laveur PLW 8604
programmes de lavage	6 programmes lavage
température de lavage jusqu'à	+70°C
raccordement à l'eau	eau froide / eau déminéralisée
pompe de circulation	500 l/min.
dispositifs de dosage	doseur dans la porte
produit de rinçage	doseur dans la porte
dimensions (lxpxh)	600 x 600 x h835 mm
poids	72 kg
puissance	8500 W
alimentation	400 V+N / 50 Hz triphasé
Laveur avec raccordement à l'eau déminéralisée	ME7050
Laveur avec pompe de refoulement pour eau déminéralisée	ME7051
doseurs en option	
doseur de détergent liquide, contrôle de niveau pour bidons de 5 et 10 litres	ME6300
doseur de détergent liquide, contrôle du niveau pour bidon de 5 litres	ME6301







accessoires			référence	Prix HT
armoires de 450 mm pour bidons				
	armoire pour doseur pour 6 bidons de 5 l, façade blanche	PG 8596 AW DOS	ME6348	
	armoire pour doseur pour 6 bidons de 5 l, façade inox	PG 8596 AE DOS	ME6349	
panier supérieur et inférieur de base sans injection				
	panier supérieur ouvert en façade, hauteur de chargement 160 mm	A 101	ME6302	
	panier supérieur ouvert en façade, hauteur de chargement 205 mm	A 102	ME6303	
	panier inférieur ouvert en façade pour divers compléments	A 151	ME6304	
panier supérieur et inférieur de base avec injection pour modules				
	panier supérieur vide pour modules (non recommandé pour PG 8504)	A 100	ME6305	
	panier inférieur vide pour modules	A 150	ME6306	
	gicleur boîte à produit poudre à prévoir avec modules à injection	A 802	ME6006	
système de chargement exclusif EasyLoad				
	module EasyLoad 2 x 4 vide, à configurer	A 300/2	ME6307	
	module EasyLoad 2 x 4 pré-équipé avec 4 x A 840 (Ø 6 x 130 mm) + 4 x A 841 (Ø 6 x 210 mm)	A 300/3	ME6134	
	cadre de maintien 2 x 4 pour A 300/3 ou A 300/2	A 860	ME6308	
	module EasyLoad 3 x 6 vide, à configurer	A 301/4	ME6309	
	module EasyLoad 3 x 6 pré-équipé avec 9 x A 842 (Ø 4 x 90 mm) + 9 x A 843 (Ø 4 x 185 mm)	A 301/5	ME6135	
	cadre de maintien 3 x 6 pour A 301/5 ou A 301/4	A 861	ME6310	
	module EasyLoad 4 x 8 pré-équipé avec 16 x A 844 (Ø 2,5 x 80mm) + 16 x A 845 (Ø 2,5 x 125mm)	A 302/3	ME6136	
	module EasyLoad 4 x 8 vide à configurer	A 302/2	ME6311	
	cadre de maintien 4 x 8 pour A 302/3 ou A 302/2	A 862	ME6312	

	injecteur 6 x 130 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 840 A 840/1	ME6161 ME6313
	injecteur Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 841 A 841/1	ME6162 ME6314
	injecteur Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 842 A 842/1	ME6163 ME6315
	injecteur Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 843 A 843/1	ME6164 ME6316
	injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 844 A 844/1	ME6165 ME6317
	injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 845 A 845/1	ME6166 ME6318
injecteurs, gicleur à injection et support tulipe pour modules ancienne génération (non compatibles avec système EasyLoad)				
	gicleur à injection Ø 4 x 160 mm		E 351	ME6319
	gicleur à injection Ø 6 x 220 mm		E 352	ME6320
	support tulipe pour gicleur E 351 réglable en hauteur		E 353	ME6321
	support tulipe pour gicleur E 352 réglable en hauteur		E 354	ME6322
	support injecteur avec maintien Ø 2,5 x 90 mm vissable		E 470	ME6323
	gicleur à injection pour butyromètre		SD-B	ME6324
	injecteur Ø 2,5 x 90 mm		ID 90	ME6325
	injecteur Ø 2,5 x 110 mm		ID 110	ME6326
	injecteur Ø 4 x 140 mm		ID 140	ME6327
	injecteur Ø 4 x 160 mm		ID 160	ME6328
	injecteur Ø 4 x 180 mm		ID 180	ME6329
	injecteur Ø 6 x 200 mm		ID 200	ME6330
	injecteur Ø 6 x 220 mm		ID 220	ME6331
	injecteur Ø 6 x 240 mm		ID 240	ME6332
chariot et modules pour pipettes et tubes à essais				
	chariot pour 38 pipettes sur 3 rangées		A 200	ME6333
	module hauteur 150 mm pour 98 pipettes		A 303	ME6334
	module pour tubes à essais comprenant 96 injecteurs de 2,5 x 90 mm		A 304	ME6335
module pour verrerie grand volume et viscosimètre				
	module pour 4 éprouvettes de 1 ou 2 litres (remplace A 306)		A 306/1	ME6336
	module pour flacons jusqu'à 10 litres, erlenmeyer / éprouvettes jusqu'à 5 litres		A 313	ME6337

	support pour cols étroits L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 846	ME6338
	support pour erlenmeyer col court L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 847	ME6339
	support pour erlenmeyer col long L 350 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 848	ME6340
	module pour 8 viscosimètres (8 injecteurs A867 inclus)	A 312	ME6341
adaptation anciens paniers pour G78XX			
	pour certains anciens chariots et paniers supérieurs avec dispositif de séchage	UBS 1	ME6357
	pour anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 2	ME6358
	pour anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 3	ME6359
▼ accessoires pour traitement avec eau déminéralisée			
adoucisseur			
	carrosserie laquée blanche	PG 8597	ME6360
accessoires pour déminéralisateurs			
	cartouche de déminéralisation pleine 12,5 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2000/1	ME6364
	cartouche de déminéralisation pleine 19 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2800/01	ME6365
	résines déminéralisatrice à usage unique 20 l.	E 315	ME6366
	kit de remplissage cartouche	E 316	ME6367
	couplages rapides pour cartouche de déminéralisation	SK/1	ME6368
	kit de conversion pour cartouches doubles	UfZ/1	ME6369
	robinet mural	E 313	ME6370
	robinet intégré	E 314	ME6371

▼ modules et composants			
compléments pour flacons			
	complément pour 16 flacons de 1000 ml	E 124	ME6372
	complément pour 9 flacons de 2000 ml	E 125	ME6373
	complément pour 48 flacons de 50 ml	E 126	ME6374
	complément pour 44 flacons de 100 ml	E 127	ME6375
	complément pour 24 flacons de 250 ml	E 128	ME6376
	complément pour 20 flacons de 500 ml	E 129	ME6377
compléments pour erlenmeyers et bechers			
	demi complément pour flacons divers pour G 78	AK 12	ME6378
	demi complément pour flacons divers pour PG 85	AK 12/1	ME6379
	complément avec 26 crochets de 2 hauteurs	E 106	ME6380
	complément avec 26 petits crochets	E 106/1	ME6381
	complément avec 13 gros crochets	E 106/2	ME6382
	complément pour 21 béchers jusqu'à 250 ml	E 109	ME6053
	complément pour 10 béchers 250-600 ml	E 110	ME6383
	complément pour 8 béchers 600-1000 ml	E 111	ME6384
	complément pour 18 béchers jusqu'à 250 ml	E 144	ME6385
compléments pour tubes à essais			
	complément pour 200 tubes jusqu'à 75 mm	E 104/1	ME6386
	complément pour 200 tubes jusqu'à 105 mm	E 104/1	ME6387
	complément pour 200 tubes jusqu'à 165 mm	E 139/1	ME6388
	complément pour 200 tubes jusqu'à 200 mm	E 139/1	ME6389
	complément pour 80 tubes à essais 105 mm	E 149	ME6051
complément pour plaques microfiltres			
	complément pour plaques microtitres	E 494	ME6390
compléments pour boîte de pétri			
	complément pour 38 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 118	ME6391
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 136	ME6392
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm, à poser sur complément E 136	E 137	ME6393
compléments pour Lames et verres de montre			
	demi complément pour 210 lames	E 134	ME6394
	demi complément pour 44 verres	E 402	ME6395
	demi complément pour 105 verres	E 403	ME6396

accessoires			
	filet de protection 216 x 456 mm	A 2	ME6400
	filet de protection 206 x 206 mm	A 3	ME6401
	filet de protection avec structure flexible 445 x 228 mm	A 810	ME6402
	filet de protection avec structure flexible 228 x 217 mm	A 810/1	ME6404
	filet de protection seul pour A 810	A 811	ME6403
	filet de protection seul pour A 810/1	A 811/1	ME6405
	plateau perforé pour G 78	A 11/1	ME6406
	plateau perforé pour PG 85	A 11/2	ME6055
	1/2 plateau perforé pour G 78	A 12/1	ME6407
	1/2 plateau perforé pour PG 85	A 12/2	ME6056
	couvercle pour complément E103, E105, E139	A 13	ME6408
	demi couvercle droit pour AK 12 (210 x 210 mm)	A 14	ME6409
	demi couvercle droit pour AK 12/1 (207 x 224 mm)	A 14/1	ME6410
	couvercle 1/4 pour E 142 (230x215mm)	A 16	ME6411
	couvercle pour complément E 484	A 18	ME6412
	vis d'obturation pour chariot MIC	E 362	ME6413
	douille de rinçage à vis pour chariot MIC	E 336	ME6414
	filtre de cuve pour PG 85	E 319/4	ME6415
	jeu de clé pour ajuster la hauteur de paniers ou monter /démonter des injecteurs	A 838	ME6416
	clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5, 10 et 20 l.	CK/1 DIN 51	ME6425
	bac de récupération DTD 2 pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)	DTD 2	ME6426