

Laveurs-desinfecteurs 60 cm avec séchage EcoDry ExpertLine

- 2 LED dans la partie supérieur de la cuve
- soudure en continu
- adoucisseur d'eau intégré
- posables, encastrables
- alarme signal sonore en fin de programme
- autoclose, verrouillage de porte automatique
- système easyload offre un placement plus rapide et facile de la charge sur les buses
- écran couleur tactile
- pompe à vitesse variable
- dispositif de séchage EcoDry : après la fin du programme et dès que la température de la cuve descend sous +70°C, la porte s'ouvre automatiquement
- système aquasécurité : anti dégâts des eaux
- protection IP 21
- appareils livrés avec un module de communication Wi-Fi permettant une connexion réseau



1



2

		PLW 8683
volume utile		145 litres
programmes de lavage		19 programmes (*8 programmes pour le modèle ME1015)
capacité	verrerie à col étroit	64 verrerie col étroit
	tubes à essai	196 tubes à essai
	flacons	128 flacons
	pipettes	98 pipettes
	appareils respiratoires (uniquement pour le modèle ME1015)	*6 masques / 12 appareils / 1 support respirateur à air comprimé
température de lavage jusqu'à		93°C
raccordement à l'eau		eau froide / eau chaude / eau déminéralisée
pompe de circulation		500 l/min.
dimensions (lxpxh) / poids		598 x 598 x h835 mm / 74 kg
puissance		8500 W
alimentation		400 V+N / 50 Hz triphasé
Laveurs version poudre	façade blanche	ME1010
	façade inox	ME1012
	façade inox, avec VEP pompe de refoulement pour eau déminéralisée	ME1016 1
	façade blanche	ME1011
Laveurs version liquide	façade inox	ME1013
	porte vitrée	ME1017 2
	façade inox, modèle spécial huiles	ME1014
	façade inox, modèle spécial masques respiratoires	ME1015
accessoires de communication		
module de communication Ethernet		ME1050
module de communication RS 232		ME1051
imprimante protocoles	APH 510 PRT 110	ME1052
cartouche d'encre noire	APH 592	ME1053
câble d'imprimante	APH 530	ME1054
lot de 5 rouleaux de papier		ME1055
doseurs		
pour détergent liquide (canne 217 mm pour bidon 5 l)	DOS K 85/1 Flex	ME6345
pour détergent liquide (canne 352 mm pour bidons 5 et 10 l)	DOS K 85 Flex	ME6007
pour détergent liquide avec alerte niveau vide, pour bidon 5 l	DOS K 85/1 comfort	ME6347
pour détergent liquide avec alerte niveau vide, pour bidons 5 et 10 l	DOS K 85 comfort	ME6346 3
Dessus et socles inox fermés		
socle H 30 x L 60 x P 60 cm	UG 30-60/60-85/1	ME6350
socle H 30 x L 90 x P 60 cm	UG 30-90/60-85/1	ME6351
socle avec porte H 56 x L 60 x P 54	UG 50-64	ME6352
socle H 70 x L 60 x P 55 cm	UG 70-60/80/1	ME6353
Accessoires pour traitement avec eau déminéralisée		
déminéralisateur façade blanche	PG 8595 AW	ME6361 4
déminéralisateur carrosserie inox	PG 8595 AE	ME6362 5





3





4





5

	accessoires	référence	Prix HT
armoires de 450 mm pour bidons			
	armoire pour doseur pour 6 bidons de 5 l, façade blanche	PG 8596 AW DOS	ME6348
	armoire pour doseur pour 6 bidons de 5 l, façade inox	PG 8596 AE DOS	ME6349
panier supérieur et inférieur de base sans injection			
	panier supérieur ouvert en façade, hauteur de chargement 160 mm	A 101	ME6302
	panier supérieur ouvert en façade, hauteur de chargement 205 mm	A 102	ME6303
	panier inférieur ouvert en façade pour divers compléments	A 151	ME6304
panier supérieur et inférieur de base avec injection pour modules			
	panier supérieur vide pour modules (non recommandé pour PG 8504)	A 100	ME6305
	panier inférieur vide pour modules	A 150	ME6306
	gicleur boîte à produit poudre à prévoir avec modules à injection	A 802	ME6006
système de chargement exclusif EasyLoad			
	module EasyLoad 2 x 4 vide, à configurer	A 300/2	ME6307
	module EasyLoad 2 x 4 pré-équipé avec 4 x A 840 (Ø 6 x 130 mm) + 4 x A 841 (Ø 6 x 210 mm)	A 300/3	ME6134
	cadre de maintien 2 x 4 pour A 300/3 ou A 300/2	A 860	ME6308
	module EasyLoad 3 x 6 vide, à configurer	A 301/4	ME6309
	module EasyLoad 3 x 6 pré-équipé avec 9 x A 842 (Ø 4 x 90 mm) + 9 x A 843 (Ø 4 x 185 mm)	A 301/5	ME6135
	cadre de maintien 3 x 6 pour A 301/5 ou A 301/4	A 861	ME6310
	module EasyLoad 4 x 8 pré-équipé avec 16 x A 844 (Ø 2,5 x 80mm) + 16 x A 845 (Ø 2,5 x 125mm)	A 302/3	ME6136
	module EasyLoad 4 x 8 vide à configurer	A 302/2	ME6311
	cadre de maintien 4 x 8 pour A 302/3 ou A 302/2	A 862	ME6312

	injecteur 6 x 130 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 840 A 840/1	ME6161 ME6313
	injecteur Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 841 A 841/1	ME6162 ME6314
	injecteur Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 842 A 842/1	ME6163 ME6315
	injecteur Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 843 A 843/1	ME6164 ME6316
	injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 844 A 844/1	ME6165 ME6317
	injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad	l'unité les 5	A 845 A 845/1	ME6166 ME6318
injecteurs, gicleur à injection et support tulipe pour modules ancienne génération (non compatibles avec système EasyLoad)				
	gicleur à injection Ø 4 x 160 mm		E 351	ME6319
	gicleur à injection Ø 6 x 220 mm		E 352	ME6320
	support tulipe pour gicleur E 351 réglable en hauteur		E 353	ME6321
	support tulipe pour gicleur E 352 réglable en hauteur		E 354	ME6322
	support injecteur avec maintien Ø 2,5 x 90 mm vissable		E 470	ME6323
	gicleur à injection pour butyromètre		SD-B	ME6324
	injecteur Ø 2,5 x 90 mm		ID 90	ME6325
	injecteur Ø 2,5 x 110 mm		ID 110	ME6326
	injecteur Ø 4 x 140 mm		ID 140	ME6327
	injecteur Ø 4 x 160 mm		ID 160	ME6328
	injecteur Ø 4 x 180 mm		ID 180	ME6329
	injecteur Ø 6 x 200 mm		ID 200	ME6330
	injecteur Ø 6 x 220 mm		ID 220	ME6331
	injecteur Ø 6 x 240 mm		ID 240	ME6332
chariot et modules pour pipettes et tubes à essais				
	chariot pour 38 pipettes sur 3 rangées		A 200	ME6333
	module hauteur 150 mm pour 98 pipettes		A 303	ME6334
	module pour tubes à essais comprenant 96 injecteurs de 2,5 x 90 mm		A 304	ME6335
module pour verrerie grand volume et viscosimètre				
	module pour 4 éprouvettes de 1 ou 2 litres (remplace A 306)		A 306/1	ME6336
	module pour flacons jusqu'à 10 litres, erlenmeyer / éprouvettes jusqu'à 5 litres		A 313	ME6337

	support pour cols étroits L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 846	ME6338
	support pour erlenmeyer col court L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 847	ME6339
	support pour erlenmeyer col long L 350 Ø 10 mm en combinaison avec A 313	A 848	ME6340
	module pour 8 viscosimètres (8 injecteurs A867 inclus)	A 312	ME6341
adaptation anciens paniers pour G78XX			
	pour certains anciens chariots et paniers supérieurs avec dispositif de séchage	UBS 1	ME6357
	pour anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 2	ME6358
	pour anciens chariots sans dispositif de séchage	UBS 3	ME6359
▼ accessoires pour traitement avec eau déminéralisée			
adoucisseur			
	carrosserie laquée blanche	PG 8597	ME6360
accessoires pour déminéralisateurs			
	cartouche de déminéralisation pleine 12,5 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2000/1	ME6364
	cartouche de déminéralisation pleine 19 litres (vendu sans flexible de raccordement)	VE P 2800/01	ME6365
	résines déminéralisatrice à usage unique 20 l.	E 315	ME6366
	kit de remplissage cartouche	E 316	ME6367
	couplages rapides pour cartouche de déminéralisation	SK/1	ME6368
	kit de conversion pour cartouches doubles	UfZ/1	ME6369
	robinet mural	E 313	ME6370
	robinet intégré	E 314	ME6371

▼ modules et composants			
compléments pour flacons			
	complément pour 16 flacons de 1000 ml	E 124	ME6372
	complément pour 9 flacons de 2000 ml	E 125	ME6373
	complément pour 48 flacons de 50 ml	E 126	ME6374
	complément pour 44 flacons de 100 ml	E 127	ME6375
	complément pour 24 flacons de 250 ml	E 128	ME6376
	complément pour 20 flacons de 500 ml	E 129	ME6377
compléments pour erlenmeyers et bechers			
	demi complément pour flacons divers pour G 78	AK 12	ME6378
	demi complément pour flacons divers pour PG 85	AK 12/1	ME6379
	complément avec 26 crochets de 2 hauteurs	E 106	ME6380
	complément avec 26 petits crochets	E 106/1	ME6381
	complément avec 13 gros crochets	E 106/2	ME6382
	complément pour 21 béchers jusqu'à 250 ml	E 109	ME6053
	complément pour 10 béchers 250-600 ml	E 110	ME6383
	complément pour 8 béchers 600-1000 ml	E 111	ME6384
	complément pour 18 béchers jusqu'à 250 ml	E 144	ME6385
compléments pour tubes à essais			
	complément pour 200 tubes jusqu'à 75 mm	E 104/1	ME6386
	complément pour 200 tubes jusqu'à 105 mm	E 104/1	ME6387
	complément pour 200 tubes jusqu'à 165 mm	E 139/1	ME6388
	complément pour 200 tubes jusqu'à 200 mm	E 139/1	ME6389
	complément pour 80 tubes à essais 105 mm	E 149	ME6051
complément pour plaques microfiltres			
	complément pour plaques microtitres	E 494	ME6390
compléments pour boîte de pétri			
	complément pour 38 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 118	ME6391
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm	E 136	ME6392
	complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm, à poser sur complément E 136	E 137	ME6393
compléments pour Lames et verres de montre			
	demi complément pour 210 lames	E 134	ME6394
	demi complément pour 44 verres	E 402	ME6395
	demi complément pour 105 verres	E 403	ME6396

accessoires			
	filet de protection 216 x 456 mm	A 2	ME6400
	filet de protection 206 x 206 mm	A 3	ME6401
	filet de protection avec structure flexible 445 x 228 mm	A 810	ME6402
	filet de protection avec structure flexible 228 x 217 mm	A 810/1	ME6404
	filet de protection seul pour A 810	A 811	ME6403
	filet de protection seul pour A 810/1	A 811/1	ME6405
	plateau perforé pour G 78	A 11/1	ME6406
	plateau perforé pour PG 85	A 11/2	ME6055
	1/2 plateau perforé pour G 78	A 12/1	ME6407
	1/2 plateau perforé pour PG 85	A 12/2	ME6056
	couvercle pour complément E103, E105, E139	A 13	ME6408
	demi couvercle droit pour AK 12 (210 x 210 mm)	A 14	ME6409
	demi couvercle droit pour AK 12/1 (207 x 224 mm)	A 14/1	ME6410
	couvercle 1/4 pour E 142 (230x215mm)	A 16	ME6411
	couvercle pour complément E 484	A 18	ME6412
	vis d'obturation pour chariot MIC	E 362	ME6413
	douille de rinçage à vis pour chariot MIC	E 336	ME6414
	filtre de cuve pour PG 85	E 319/4	ME6415
	jeu de clé pour ajuster la hauteur de paniers ou monter /démonter des injecteurs	A 838	ME6416
	clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5, 10 et 20 l.	CK/1 DIN 51	ME6425
	bac de récupération DTD 2 pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)	DTD 2	ME6426