



Laveur-desinfecteur 90 cm grande capacité  
Exploreline





- soudure en continu
- adoucisseur d'eau intégré
- posable, large
- système anti-fuites, aquasécurité
- dispositif de séchage DryPlus : séchage à air chaud
- système easyload offre un placement plus rapide et facile de la charge sur les buses
- contrôle de la pression de rinçage
- interface ethernet
- IP 21
- programmes personnalisés
- pompes à vitesse variable
- joints de porte résistants aux huiles
- verrouillage de porte électrique
- filtre HEPA H14, durée de vie 500h





|                                                                                        |                       | PLW 8636                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------|
| porte                                                                                  |                       | porte pleine                                              |
| volume utilise                                                                         |                       | 146 litres                                                |
| programmes de lavage                                                                   |                       | 24 programmes                                             |
| façade                                                                                 |                       | inox                                                      |
| capacité                                                                               | verrerie à col étroit | 128 verrerie à col étroit                                 |
|                                                                                        | tubes à essai         | 196 tubes à essai                                         |
|                                                                                        | flacons               | 128 flacons pipettes                                      |
|                                                                                        | pipettes              | 98 pipettes                                               |
| température de lavage jusqu'à                                                          |                       | +93°C                                                     |
| raccordement à l'eau                                                                   |                       | eau froide                                                |
|                                                                                        |                       | 2 pompes doseuses eau froide pour le condenseur de vapeur |
|                                                                                        |                       | eau chaude                                                |
|                                                                                        |                       | eau déminéralisée                                         |
| pompe de circulation                                                                   |                       | 600 l/min.                                                |
| dimensions (lxpxh)                                                                     |                       | 900 x 700 x H1430 mm                                      |
| poids                                                                                  |                       | 200 kg                                                    |
| puissance                                                                              |                       | 9200 W                                                    |
| alimentation                                                                           |                       | 400 V+N / 50 Hz                                           |
| Laveur                                                                                 |                       | ME1060                                                    |
| accessoires                                                                            |                       |                                                           |
| kit d'adaptation pour Rec in, quatrième arrivée d'eau, avec pompe de surpression       |                       | ME1061                                                    |
| kit d'adaptation pour Rec out, vidange supplémentaire, avec pompe de surpression       |                       | ME1062                                                    |
| kit d'adaptation pour contacts secs pour la commande de récepteurs externes de signal  |                       | ME1063                                                    |
| kit d'adaptation pour pompe à membrane et canne d'aspiration, bidon interne 5-10 l     |                       | ME1064                                                    |
| kit d'adaptation pour pompe à membrane et canne d'aspiration, bidon externe 5-10 l     |                       | ME1065                                                    |
| kit d'adaptation pour pompe à membrane et canne d'aspiration, bidon externe 10-20 l    |                       | ME1066                                                    |
| kit d'adaptation pour contrôle de dosage à débitmètre à roues ovales                   |                       | ME1067                                                    |
| kit d'adaptation pour canne d'aspiration supplémentaire, pour bidon externe de 10-20 l |                       | ME1068                                                    |
| kit d'adaptation pour capteur du bras de lavage                                        |                       | ME1069                                                    |
| RFK Silicone-free door seal                                                            |                       | ME1070                                                    |

| accessoires                                                                        |                                                                                                 |                | référence | Prix HT |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|---------|
| armoires de 450 mm pour bidons                                                     |                                                                                                 |                |           |         |
|    | armoire pour doseur pour 6 bidons de 5 l, façade blanche                                        | PG 8596 AW DOS | ME6348    |         |
|                                                                                    | armoire pour doseur pour 6 bidons de 5 l, façade inox                                           | PG 8596 AE DOS | ME6349    |         |
| panier supérieur et inférieur de base sans injection                               |                                                                                                 |                |           |         |
|    | panier supérieur ouvert en façade, hauteur de chargement 160 mm                                 | A 101          | ME6302    |         |
|                                                                                    | panier supérieur ouvert en façade, hauteur de chargement 205 mm                                 | A 102          | ME6303    |         |
|    | panier inférieur ouvert en façade pour divers compléments                                       | A 151          | ME6304    |         |
| panier supérieur et inférieur de base avec injection pour modules                  |                                                                                                 |                |           |         |
|    | panier supérieur vide pour modules (non recommandé pour PG 8504)                                | A 100          | ME6305    |         |
|                                                                                    | panier inférieur vide pour modules                                                              | A 150          | ME6306    |         |
|    | gicleur boîte à produit poudre à prévoir avec modules à injection                               | A 802          | ME6006    |         |
| système de chargement exclusif EasyLoad                                            |                                                                                                 |                |           |         |
|   | module EasyLoad 2 x 4 vide, à configurer                                                        | A 300/2        | ME6307    |         |
|  | module EasyLoad 2 x 4 pré-équipé avec<br>4 x A 840 (Ø 6 x 130 mm) + 4 x A 841 (Ø 6 x 210 mm)    | A 300/3        | ME6134    |         |
|                                                                                    | cadre de maintien 2 x 4 pour A 300/3 ou A 300/2                                                 | A 860          | ME6308    |         |
|  | module EasyLoad 3 x 6 vide, à configurer                                                        | A 301/4        | ME6309    |         |
|  | module EasyLoad 3 x 6 pré-équipé avec<br>9 x A 842 (Ø 4 x 90 mm) + 9 x A 843 (Ø 4 x 185 mm)     | A 301/5        | ME6135    |         |
|                                                                                    | cadre de maintien 3 x 6 pour A 301/5 ou A 301/4                                                 | A 861          | ME6310    |         |
|  | module EasyLoad 4 x 8 pré-équipé avec<br>16 x A 844 (Ø 2,5 x 80mm) + 16 x A 845 (Ø 2,5 x 125mm) | A 302/3        | ME6136    |         |
|                                                                                    | module EasyLoad 4 x 8 vide à configurer                                                         | A 302/2        | ME6311    |         |
|  | cadre de maintien 4 x 8 pour A 302/3 ou A 302/2                                                 | A 862          | ME6312    |         |

|                                                                                                                            |                                                                                  |                  |                  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
|                                           | injecteur 6 x 130 mm pour module EasyLoad                                        | l'unité<br>les 5 | A 840<br>A 840/1 | ME6161<br>ME6313 |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 6 x 210 mm pour module EasyLoad                                      | l'unité<br>les 5 | A 841<br>A 841/1 | ME6162<br>ME6314 |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 4 x 90 mm pour module EasyLoad                                       | l'unité<br>les 5 | A 842<br>A 842/1 | ME6163<br>ME6315 |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 4 x 185 mm pour module EasyLoad                                      | l'unité<br>les 5 | A 843<br>A 843/1 | ME6164<br>ME6316 |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 2,5 x 80 mm pour module EasyLoad                                     | l'unité<br>les 5 | A 844<br>A 844/1 | ME6165<br>ME6317 |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 2,5 x 125 mm pour module EasyLoad                                    | l'unité<br>les 5 | A 845<br>A 845/1 | ME6166<br>ME6318 |
| injecteurs, gicleur à injection et support tulipe pour modules ancienne génération (non compatibles avec système EasyLoad) |                                                                                  |                  |                  |                  |
|                                           | gicleur à injection Ø 4 x 160 mm                                                 |                  | E 351            | ME6319           |
|                                                                                                                            | gicleur à injection Ø 6 x 220 mm                                                 |                  | E 352            | ME6320           |
|                                            | support tulipe pour gicleur E 351 réglable en hauteur                            |                  | E 353            | ME6321           |
|                                                                                                                            | support tulipe pour gicleur E 352 réglable en hauteur                            |                  | E 354            | ME6322           |
|                                                                                                                            | support injecteur avec maintien Ø 2,5 x 90 mm vissable                           |                  | E 470            | ME6323           |
|                                          | gicleur à injection pour butyromètre                                             |                  | SD-B             | ME6324           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 2,5 x 90 mm                                                          |                  | ID 90            | ME6325           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 2,5 x 110 mm                                                         |                  | ID 110           | ME6326           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 4 x 140 mm                                                           |                  | ID 140           | ME6327           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 4 x 160 mm                                                           |                  | ID 160           | ME6328           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 4 x 180 mm                                                           |                  | ID 180           | ME6329           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 6 x 200 mm                                                           |                  | ID 200           | ME6330           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 6 x 220 mm                                                           |                  | ID 220           | ME6331           |
|                                                                                                                            | injecteur Ø 6 x 240 mm                                                           |                  | ID 240           | ME6332           |
| chariot et modules pour pipettes et tubes à essais                                                                         |                                                                                  |                  |                  |                  |
|                                         | chariot pour 38 pipettes sur 3 rangées                                           |                  | A 200            | ME6333           |
|                                          | module hauteur 150 mm pour 98 pipettes                                           |                  | A 303            | ME6334           |
|                                          | module pour tubes à essais comprenant 96 injecteurs de 2,5 x 90 mm               |                  | A 304            | ME6335           |
| module pour verrerie grand volume et viscosimètre                                                                          |                                                                                  |                  |                  |                  |
|                                         | module pour 4 éprouvettes de 1 ou 2 litres (remplace A 306)                      |                  | A 306/1          | ME6336           |
|                                          | module pour flacons jusqu'à 10 litres, erlenmeyer / éprouvettes jusqu'à 5 litres |                  | A 313            | ME6337           |

|                                                                                    |                                                                                        |              |        |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|
|    | support pour cols étroits L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313                      | A 846        | ME6338 |
|    | support pour erlenmeyer col court L 127 Ø 10 mm en combinaison avec A 313              | A 847        | ME6339 |
|                                                                                    | support pour erlenmeyer col long L 350 Ø 10 mm en combinaison avec A 313               | A 848        | ME6340 |
|    | module pour 8 viscosimètres (8 injecteurs A867 inclus)                                 | A 312        | ME6341 |
| adaptation anciens paniers pour G78XX                                              |                                                                                        |              |        |
|    | pour certains anciens chariots et paniers supérieurs avec dispositif de séchage        | UBS 1        | ME6357 |
|    | pour anciens chariots sans dispositif de séchage                                       | UBS 2        | ME6358 |
|                                                                                    | pour anciens chariots sans dispositif de séchage                                       | UBS 3        | ME6359 |
| ▼ accessoires pour traitement avec eau déminéralisée                               |                                                                                        |              |        |
| adoucisseur                                                                        |                                                                                        |              |        |
|    | carrosserie laquée blanche                                                             | PG 8597      | ME6360 |
| accessoires pour déminéralisateurs                                                 |                                                                                        |              |        |
|   | cartouche de déminéralisation pleine 12,5 litres (vendu sans flexible de raccordement) | VE P 2000/1  | ME6364 |
|                                                                                    | cartouche de déminéralisation pleine 19 litres (vendu sans flexible de raccordement)   | VE P 2800/01 | ME6365 |
|  | résines déminéralisatrice à usage unique 20 l.                                         | E 315        | ME6366 |
|  | kit de remplissage cartouche                                                           | E 316        | ME6367 |
|  | couplages rapides pour cartouche de déminéralisation                                   | SK/1         | ME6368 |
|  | kit de conversion pour cartouches doubles                                              | UfZ/1        | ME6369 |
|  | robinet mural                                                                          | E 313        | ME6370 |
|  | robinet intégré                                                                        | E 314        | ME6371 |

| ▼ modules et composants                                                             |                                                                              |         |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|
| compléments pour flacons                                                            |                                                                              |         |        |
|     | complément pour 16 flacons de 1000 ml                                        | E 124   | ME6372 |
|                                                                                     | complément pour 9 flacons de 2000 ml                                         | E 125   | ME6373 |
|     | complément pour 48 flacons de 50 ml                                          | E 126   | ME6374 |
|                                                                                     | complément pour 44 flacons de 100 ml                                         | E 127   | ME6375 |
|     | complément pour 24 flacons de 250 ml                                         | E 128   | ME6376 |
|                                                                                     | complément pour 20 flacons de 500 ml                                         | E 129   | ME6377 |
| compléments pour erlenmeyers et bechers                                             |                                                                              |         |        |
|     | demi complément pour flacons divers pour G 78                                | AK 12   | ME6378 |
|                                                                                     | demi complément pour flacons divers pour PG 85                               | AK 12/1 | ME6379 |
|    | complément avec 26 crochets de 2 hauteurs                                    | E 106   | ME6380 |
|                                                                                     | complément avec 26 petits crochets                                           | E 106/1 | ME6381 |
|                                                                                     | complément avec 13 gros crochets                                             | E 106/2 | ME6382 |
|   | complément pour 21 béchers jusqu'à 250 ml                                    | E 109   | ME6053 |
|                                                                                     | complément pour 10 béchers 250-600 ml                                        | E 110   | ME6383 |
|                                                                                     | complément pour 8 béchers 600-1000 ml                                        | E 111   | ME6384 |
|                                                                                     | complément pour 18 béchers jusqu'à 250 ml                                    | E 144   | ME6385 |
| compléments pour tubes à essais                                                     |                                                                              |         |        |
|  | complément pour 200 tubes jusqu'à 75 mm                                      | E 104/1 | ME6386 |
|                                                                                     | complément pour 200 tubes jusqu'à 105 mm                                     | E 104/1 | ME6387 |
|                                                                                     | complément pour 200 tubes jusqu'à 165 mm                                     | E 139/1 | ME6388 |
|                                                                                     | complément pour 200 tubes jusqu'à 200 mm                                     | E 139/1 | ME6389 |
|                                                                                     | complément pour 80 tubes à essais 105 mm                                     | E 149   | ME6051 |
| complément pour plaques microfiltres                                                |                                                                              |         |        |
|  | complément pour plaques microtitres                                          | E 494   | ME6390 |
| compléments pour boîte de pétri                                                     |                                                                              |         |        |
|   | complément pour 38 boîtes de Pétri diam.100 mm                               | E 118   | ME6391 |
|                                                                                     | complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm                               | E 136   | ME6392 |
|                                                                                     | complément pour 56 boîtes de Pétri diam.100 mm, à poser sur complément E 136 | E 137   | ME6393 |
| compléments pour Lames et verres de montre                                          |                                                                              |         |        |
|  | demi complément pour 210 lames                                               | E 134   | ME6394 |
|                                                                                     | demi complément pour 44 verres                                               | E 402   | ME6395 |
|                                                                                     | demi complément pour 105 verres                                              | E 403   | ME6396 |

| accessoires                                                                         |                                                                                  |             |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|
|     | filet de protection 216 x 456 mm                                                 | A 2         | ME6400 |
|                                                                                     | filet de protection 206 x 206 mm                                                 | A 3         | ME6401 |
|     | filet de protection avec structure flexible 445 x 228 mm                         | A 810       | ME6402 |
|                                                                                     | filet de protection avec structure flexible 228 x 217 mm                         | A 810/1     | ME6404 |
|     | filet de protection seul pour A 810                                              | A 811       | ME6403 |
|                                                                                     | filet de protection seul pour A 810/1                                            | A 811/1     | ME6405 |
|    | plateau perforé pour G 78                                                        | A 11/1      | ME6406 |
|                                                                                     | plateau perforé pour PG 85                                                       | A 11/2      | ME6055 |
|     | 1/2 plateau perforé pour G 78                                                    | A 12/1      | ME6407 |
|                                                                                     | 1/2 plateau perforé pour PG 85                                                   | A 12/2      | ME6056 |
|     | couvercle pour complément E103, E105, E139                                       | A 13        | ME6408 |
|   | demi couvercle droit pour AK 12 (210 x 210 mm)                                   | A 14        | ME6409 |
|                                                                                     | demi couvercle droit pour AK 12/1 (207 x 224 mm)                                 | A 14/1      | ME6410 |
|   | couvercle 1/4 pour E 142 (230x215mm)                                             | A 16        | ME6411 |
|                                                                                     | couvercle pour complément E 484                                                  | A 18        | ME6412 |
|  | vis d'obturation pour chariot MIC                                                | E 362       | ME6413 |
|  | douille de rinçage à vis pour chariot MIC                                        | E 336       | ME6414 |
|   | filtre de cuve pour PG 85                                                        | E 319/4     | ME6415 |
|   | jeu de clé pour ajuster la hauteur de paniers ou monter /démonter des injecteurs | A 838       | ME6416 |
|  | clé pour faciliter l'ouverture des bidons scellés de 5, 10 et 20 l.              | CK/1 DIN 51 | ME6425 |
|   | bac de récupération DTD 2 pour 2 bidons (1 bidon 5 l + 1 bidon 10 l)             | DTD 2       | ME6426 |