


Ruban adhésif indicateur de stérilisation au four jusqu'à +290°C



- ruban adhésif
- conçu pour le contrôle de stérilisation en four à chaleur sèche jusqu'à +290°C
- affiche "Sterilized" après exposition à la température de stérilisation
- adhère sur différentes surfaces et formes
- résiste aux acides, huiles, graisses et alcalis

référence

Prix HT

AZ1581070 Ruban indicateur stérilisation, largeur 25 mm, les 6 m.

Étiquettes adhésives multi-usage sur ruban



- étiquettes adhésives multi-usage
- plusieurs dimensions
- adhérent de façon permanente sur surfaces variées
- coloris blanc
- compatibles avec écriture manuelle ou impression
- se retirent facilement sans laisser de résidu

référence

Prix HT

AZ1581030 Étiquettes multi-usage 32 x 50 mm, les 1000

AZ1581033 Étiquettes multi-usage 38 x 57 mm, les 1000

AZ1581060 Étiquettes multi-usage 45 x 70 mm, les 1000

Rubans adhésifs indicateurs de stérilisation par gaz d'oxyde d'éthylène



- rubans adhésifs indiquent que le processus de stérilisation par chaleur sèche ou méthode Poupinel, a été effectué
- résistent aux températures élevées et l'humidité
- forte adhérence sur différents types de tissus, métaux, plastiques, non tissés et papiers
- conforme norme ISO 11140-1 (Classe 1)
- largeur 19 mm

référence

Prix HT

PP1524 Ruban indicateur stérilisation par gaz d'oxyde d'éthylène, les 50 m.

Indicateurs chimiques pour test Bowie-Dick



- méthode de contrôle périodique du bon fonctionnement des autoclaves : vérification de la capacité d'évacuation de l'air et de pénétration de la vapeur lors du processus de stérilisation à la vapeur
- dim. 130 x 100 x 17 mm
- prêt à l'emploi, usage unique
- espaces de marquage pour les données relatives au test : date, opérateur, autoclave, résultat
- conforme norme ISO 11140-1 (Classe 2) et testé selon la norme ISO 11140-4

référence

Prix HT

PP1525 Boîte de 20 indicateurs chimiques pour test de Bowie-Dick.