

## Imprimante portable M611 écran tactile, connexion WiFi

- ▶ environ 750 étiquettes / jour
- ▶ vitesse : 50,80 mm/s

Pour cryotubes,  
lamelles, cassettes  
d'inclusion et  
tubes PCR.

|                                     | M611                                                                        |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| écran                               | écran tactile                                                               |
| impression                          | monochrome                                                                  |
| vitesse d'impression                | 50,80 mm/s                                                                  |
| mémoire                             | 512 MB RAM, 256 MB Flash                                                    |
| résolution d'impression             | 300 dpi                                                                     |
| interfaces                          | USB, Bluetooth et WiFi                                                      |
| dimensions / poids                  | 113,28 x 115,66 x 278,75 mm /<br>1,6 kg                                     |
| alimentation                        | batterie rechargeable lithium-ion<br>ou 8 piles AA<br>ou adaptateur secteur |
| Imprimante + logiciel               | BY4500                                                                      |
| Rubans encreurs                     |                                                                             |
| Ruban encreur résistant<br>solvants | BY1494                                                                      |
| Ruban encreur cire-résine           | BY1495                                                                      |
| Ruban encreur résine                | BY1496                                                                      |

- construction robuste pour environnements difficiles
- formatage automatique des étiquettes après installation de la cartouche
- multilingues
- découpe par massicot automatique
- lame pour découpe manuelle intégrée
- logiciel WorkStation™ : prise en charge des codes barres, symboles, horodatage, graphiques, sérialisation automatique des données, réglage individuel des longueurs d'étiquette
- compatible avec téléphones et tablettes (Express Labels Mobile App)
- livraison complète en mallette, avec batterie, adaptateur secteur, câble USB, un ruban encreur BY1495 et une cartouche d'étiquettes vinylo blanches en bande continue 38,10 mm x 7,62 mètres




## Rouleaux d'étiquettes pré-découpées avec liseré de couleur



|   | dimensions               | réf. BRADY | coloris                                                                                                 |        |        |        |        |        | Prix HT   |
|---|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------|
|   |                          |            | étiquettes en polyester ultra mince, résistant à l'azote liquide, solvants -80°C - Ruban encreur BY1495 |        |        |        |        |        |           |
|   |                          |            |                                                                                                         |        |        |        |        |        |           |
| 1 | 25,40 x 12,70 mm         | M6-17-494  | BY4221                                                                                                  | BY4222 | BY4223 | BY4224 | BY4225 | BY4226 | 500 étiq. |
|   | 25,40 x 25,40 mm         | M6-19-494  | BY4231                                                                                                  | BY4232 | BY4233 | BY4234 | BY4235 | BY4236 | 250 étiq. |
| 5 | 25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm | M6-98-494  | BY4241                                                                                                  | BY4242 | BY4243 | BY4244 | BY4245 | BY4246 | 500 étiq. |

## Rouleaux d'étiquettes pré-découpées ou en bande continue (références page suivante)

- cartouches prêtes à l'emploi
- étiquettes pré-découpées ou en bande continue



## Rouleaux d'étiquettes pré-découpées ou en bande continue pour M611

|                                                                                                                                                       | dimensions                 | réf. BRADY   | réf.   | nombre         | Prix HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------|--------|----------------|---------|
| étiquettes en polyester blanc ultra mince, pour azote liquide, résistantes au solvant -80°C<br>(pour autoclave et bain marie) - Ruban encreur BY1494  |                            |              |        |                |         |
|                                                                                                                                                       | 20,96 x 9,53 mm            | M6-130-492   | BY4001 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 25,40 x 12,70 mm           | M6-17-492    | BY4002 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 25,40 x 22,86 mm           | M6-156-492   | BY4403 | 250 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                                     | 25,40 x 25,40 mm           | M6-19-492    | BY4004 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 48,26 x 25,40 mm           | M6-204-492   | BY4005 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 44,45 x 25,40 mm           | M6-203-492   | BY4006 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 41,91 x 12,70 mm           | M6-154-492   | BY4007 | 500 étiq.      |         |
| 3                                                                                                                                                     | Ø 9,53 mm                  | M6-82-492    | BY4011 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | Ø 12,7 mm                  | M6-83-492    | BY4012 | 500 étiq.      |         |
| 4                                                                                                                                                     | 25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm   | M6-98-492    | BY4021 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 22,86 x 12,70 / Ø 12,70 mm | M6-117-492   | BY4022 | 500 étiq.      |         |
| 5                                                                                                                                                     | 25,40 x 17,70 / Ø 9,52 mm  | M6-120-492   | BY4023 | 250 étiq.      |         |
| 6                                                                                                                                                     | 41,28 x 15,24 / Ø 9,52 mm  | M6-205-492   | BY4024 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 12,7 x 5,24 mètres         | M6C-500-492  | BY4031 | bande continue |         |
| étiquettes en polyester blanc pour azote liquide<br>(pour bain marie et autoclave) - Ruban encreur BY1495                                             |                            |              |        |                |         |
|                                                                                                                                                       | 31,75 x 9,53 mm            | M6-112-490   | BY4041 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 41,91 x 12,70 mm           | M6-124-490   | BY4042 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 41,28 x 15,24 mm           | M6-76-490    | BY4043 | 250 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                                     | 45,72 x 15,24 mm           | M6-126-490   | BY4044 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 44,45 x 25,40 mm           | M6-203-490   | BY4045 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 48,26 x 25,40 mm           | M6-78-490    | BY4046 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 38,10 x 98,43 mm           | M6-114-490   | BY4048 | 100 étiq.      |         |
| étiquettes en polyester ultra mince, auto-protégées<br>(une partie imprimable et une partie transparente pour le tour du tube) - Ruban encreur BY1495 |                            |              |        |                |         |
|                                                                                                                                                       | 28,58 x 9,53 mm            | M6-123-461   | BY4051 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 28,58 x 12,70 mm           | M6-122-461   | BY4052 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 4,75 x 38,10 mm            | M6-108-461   | BY4053 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 15,24 x 41,28 mm           | M6-76-461    | BY4054 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 9,53 x 45,72 mm            | M6-73-461    | BY4055 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 12,70 x 45,72 mm           | M6-72-461    | BY4056 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 15,24 x 45,72 mm           | M6-201-461   | BY4057 | 100 étiq.      |         |
| 2                                                                                                                                                     | 25,40 x 44,45 mm           | M6-203-461   | BY4058 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 12,70 x 47,91 mm           | M6-202-461   | BY4059 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 12,70 x 55,88 mm           | M6-74-461    | BY4061 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 38,10 x 63,50 mm           | M6-157-461   | BY4062 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 15,24 x 66,68 mm           | M6-86-461    | BY4063 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 25,40 x 66,68 mm           | M6-75-461    | BY4064 | 100 étiq.      |         |
| étiquettes jaunes                                                                                                                                     | 25,40 x 66,68 mm           | M6-75-461-YL | BY4065 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 38,10 x 88,90 mm           | M6-77-461    | BY4066 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 19,05 x 95,25 mm           | M6-79-461    | BY4067 | 100 étiq.      |         |
| 6                                                                                                                                                     | 9,53 x 15,24 mètres        | M6C-375-461  | BY4071 | bande continue |         |
|                                                                                                                                                       | 12,70 x 15,24 mètres       | M6C-500-461  | BY4072 | bande continue |         |
| étiquettes en polyester blanc pour plaques - Ruban encreur BY1495                                                                                     |                            |              |        |                |         |
|                                                                                                                                                       | 48,26 x 6,35 mm            | M6-81-488    | BY4081 | 750 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                                     | 19,05 x 22,86 mm           | M6-80-488    | BY4082 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 22,86 x 22,86 mm           | M6-97-488    | BY4083 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 48,26 x 25,40 mm           | M6-78-488    | BY4084 | 250 étiq.      |         |
| étiquettes en polyester pour lames et plaques, ultra résistantes aux solvants<br>- Ruban encreur BY1494                                               |                            |              |        |                |         |
|                                                                                                                                                       | 22,86 x 9,53 mm            | M6-195-481   | BY4091 | 500 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                                     | 19,05 x 22,86 mm           | M6-194-481   | BY4092 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 22,86 x 22,86 mm           | M6-97-481    | BY4093 | 250 étiq.      |         |
| étiquettes en polypropylène blanc mat, pour tube, résistantes azote liquide, -80°C<br>(pour autoclave et bain marie) - Ruban encreur BY1495           |                            |              |        |                |         |
|                                                                                                                                                       | 25,40 x 12,70 mm           | M6-17-7425   | BY4101 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 33,02 x 15,24 mm           | M6-199-7425  | BY4102 | 250 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                                     | 19,05 x 25,40 mm           | M6-18-7425   | BY4103 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 38,10 x 25,40 mm           | M6-31-7425   | BY4104 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 48,25 x 38,10 mm           | M6-121-7425  | BY4105 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                                       | 6,35 x 50,80 mm            | M6-2-7425    | BY4106 | 100 étiq.      |         |
| 4                                                                                                                                                     | 25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm   | M6-98-7425   | BY4111 | 500 étiq.      |         |

|                                                                                                                                     | dimensions                 | réf. BRADY    | réf.   | nombre         | Prix HT |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------|----------------|---------|
| étiquettes en tissu nylon, très épais, résistant à l'azote liquide -80°C<br>(pour autoclaves et bains-marie) - Ruban encreur BY1495 |                            |               |        |                |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 6,35 mm            | M6-28-499     | BY4121 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 48,26 x 6,35 mm            | M6-81-499     | BY4122 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,4 x 9,53 mm             | M6-16-499     | BY4123 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 12,70 x 12,70 mm           | M6-7-499      | BY4124 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 22,86 x 12,70 mm           | M6-84-499     | BY4125 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 12,70 mm           | M6-47-499     | BY4126 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 12,70 mm           | M6-29-499     | BY4127 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 12,70 x 19,05 mm           | M6-11-499     | BY4128 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 19,05 mm           | M6-30-499     | BY4129 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 9,53 x 20,96 mm            | M6-130-499    | BY4131 | 500 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                   | 12,70 x 25,40 mm           | M6-120-499    | BY4132 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 19,05 x 25,40 mm           | M6-18-499     | BY4133 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 25,40 mm           | M6-19-499     | BY4134 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 25,40 mm           | M6-31-499     | BY4135 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 48,26 x 25,40 mm           | M6-78-499     | BY4136 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 31,75 mm           | M6-132-499    | BY4137 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 63,50 mm           | M6-21-499     | BY4138 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 101,60 mm          | M6-23-499     | BY4139 | 100 étiq.      |         |
| étiquettes jaunes                                                                                                                   | 16 x 5,08 mm               | M6-153-499-YL | BY4141 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 20 x 7,95 mm               | M6-47-499-YL  | BY4142 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 15 x 9,00 mm               | M6-67-499-YL  | BY4143 | 750 étiq.      |         |
| pastilles blanches                                                                                                                  | Ø 9,53 mm                  | M6-82-499     | BY4151 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | Ø 12,70 mm                 | M6-83-499     | BY4152 | 500 étiq.      |         |
| pastilles oranges                                                                                                                   | Ø 9,53 mm                  | M6-82-499-OR  | BY4153 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | Ø 12,70 mm                 | M6-83-499-OR  | BY4154 | 500 étiq.      |         |
| pastilles rouges                                                                                                                    | Ø 9,53 mm                  | M6-82-499-RD  | BY4155 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | Ø 12,70 mm                 | M6-83-499-RD  | BY4156 | 500 étiq.      |         |
| pastilles jaunes                                                                                                                    | Ø 9,53 mm                  | M6-82-499-YL  | BY4157 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | Ø 12,70 mm                 | M6-83-499-YL  | BY4158 | 500 étiq.      |         |
| 4                                                                                                                                   | 25,40 x 9,53 / Ø 9,53 mm   | M6-98-499     | BY4161 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 22,86 x 12,70 / Ø 12,70 mm | M6-117-499    | BY4162 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 9,53 x 9,14 mètres         | M6C-375-499   | BY4171 | bande continue |         |
| 6                                                                                                                                   | 12,70 x 9,14 mètres        | M6C-500-499   | BY4172 | bande continue |         |
|                                                                                                                                     | 19,05 x 9,14 mètres        | M6C-1750-499  | BY4173 | bande continue |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 9,14 mètres        | M6C-1000-499  | BY4174 | bande continue |         |
| étiquettes épaisses en tissu vinyle repositionnable, -80°C<br>(pour autoclave) - Ruban encreur BY1496                               |                            |               |        |                |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 6,35 mm            | M6-28-498     | BY4181 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 6,99 mm            | M6-15-498     | BY4182 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 12,70 x 12,70 mm           | M6-7-498      | BY4183 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 12,70 mm           | M6-17-498     | BY4184 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 12,70 mm           | M6-29-498     | BY4185 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 6,35 x 19,05 mm            | M6-10-498     | BY4186 | 750 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 12,70 x 19,05 mm           | M6-11-498     | BY4187 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 19,05 mm           | M6-30-498     | BY4188 | 250 étiq.      |         |
| 1                                                                                                                                   | 9,53 x 25,40 mm            | M6-16-498     | BY4189 | 500 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 19,05 x 25,40 mm           | M6-18-498     | BY4191 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 25,40 mm           | M6-19-498     | BY4192 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 25,40 mm           | M6-31-498     | BY4193 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 31,75 mm           | M6-103-498    | BY4194 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 38,10 mm           | M6-32-498     | BY4195 | 250 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 63,50 mm           | M6-21-498     | BY4196 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 25,40 x 101,60 mm          | M6-23-498     | BY4197 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 101,60 mm          | M6-33-498     | BY4198 | 100 étiq.      |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 152,40 mm          | M6-34-498     | BY4199 | 50 étiq.       |         |
|                                                                                                                                     | 6,10 x 9,14 mètres         | M6C-240-498   | BY4201 | bande continue |         |
|                                                                                                                                     | 8,08 x 9,14 mètres         | M6C-318-498   | BY4202 | bande continue |         |
| 6                                                                                                                                   | 9,53 x 9,14 mètres         | M6C-375-498   | BY4203 | bande continue |         |
|                                                                                                                                     | 12,70 x 9,14 mètres        | M6C-500-498   | BY4204 | bande continue |         |
| étiquettes en papier soluble dans l'eau - Ruban encreur BY1495                                                                      |                            |               |        |                |         |
| 6                                                                                                                                   | 19,05 x 15,25 mètres       | M6C-750-403   | BY4211 | bande continue |         |
|                                                                                                                                     | 38,10 x 15,25 mètres       | M6C-1500-403  | BY4212 | bande continue |         |

