

MARQUAGE - STYLO GRAVEUR

Stylos pour microscopie



- pointe 1 mm
- encre résistante à l'eau
- couleur noir

référence	Prix HT
CT6100 Stylo à pointe ultra-fine, noir, les 12	

Stylo graveur pointe en carbure de tungstène



- pointe rétractable
- livré en pochette

référence	Prix HT
H44150 Stylo à pointe en carbure de tungstène	


Stylo graveur pointe diamant



- design d'un stylo classique
- longueur 145mm

référence	Prix HT
OML500 Stylo pointe diamant	

Crayon graveur électrique



- inscriptions permanentes sur toutes sortes de matériaux : verre, métal et matières plastiques
- alimentation 230 V
- livré dans une mallette avec un adaptateur pour fixer les pointes vibrantes et une pointe fine en carbure
- autres pointes vibrantes interchangeables, au choix

	référence	Prix HT
Crayon graveur électrique, avec adaptateur et pointe fine en carbure	BC12606	
Pointes		
Pointe fine en carbure, pour verre / acier	BC12607	1
Pointe en diamant pour le métal	BC12608	2
Pointe à modeler sphérique	BC12609	3
Pointe à modeler pointue	BC12610	4

