


Ruban indicateur de stérilisation  
par autoclavage

Kartell



- ruban en papier semi-crêpé enduit d'une adhésivité caoutchouc naturel
- les stries virent au brun après 10 mn à +121°C ou 2 mn à +134°C
- très bonne résistance à la chaleur et humidité
- conforme à la norme ISO 11140-1:2005
- largeur du ruban : 19 mm, le rouleau de 50 m.


référence

Prix HT

VA4210 Ruban indicateur d'autoclavage

Ruban indicateur de stérilisation  
par méthode Poupinel

Kartell



- ruban en papier semi-crêpé enduit d'une adhésivité en silicone
- les stries verts virent au brun après 30 minutes à +155°C
- facile à enlever après la stérilisation
- conforme à la norme ISO 11140-1:2005
- largeur du ruban : 19 mm, le rouleau de 50 m.

référence

Prix HT

VA4220 Ruban indicateur Méthode Poupinel

Rubans en PTFE  
pour filetage

Kartell



- protection des filetages
- en PTFE
- coloris blanc
- compatible contact alimentaire
- largeur : 12 mm
- longueur du rouleau : 12 mètres

référence

Prix HT

VA4230 Rubans pour filetage, les 10 rouleaux

Crayon diamant  
manche en bois



- étiquetage permanent des lames de microscopes et autres produits en verre
- les inscriptions gravées résistent à l'humidité, à la chaleur, au froid et aux solvants
- conformes aux directives des BPL
- manche en bois

référence

Prix HT

AZ1451031 Crayon diamant, l'unité