


## Portoirs pour micropipettes



portoirs	référence	Prix HT
Portoir en ligne 4 places	ACS4	
Portoir en ligne 6 places	<b>1</b> ACS6	
Portique jusqu'à 8 pipettes	<b>2</b> ACS16	
Portoir carrousel 6 places	<b>3</b> ACS26	

## Portoirs pour micropipettes




capacité	coloris	référence	Prix HT
1 micropipette multicanaux	noir	<b>1</b> NXA0060	
1 micropipette multicanaux	blanc	<b>2</b> NXA0061	
4 micropipettes monocanal	blanc	<b>3</b> NXA0062	
6 micropipettes monocanal	blanc	<b>4</b> NXA0063	

## Écran spécial anti-radiations



Protection des mains lors des manipulations.

- toutes les pipettes automatiques BIOHIT et assimilées peuvent être utilisées avec un écran anti-radiations (pipettes Gilson sur demande)
- modèle anti-Bêta <sup>32P</sup>, épaisseur 10 mm
- modèle anti-gamma <sup>125I</sup>, épaisseur 12 mm, imprégné au plomb




écran spécial	référence	Prix HT
écrans anti-Bêta <sup>32P</sup>		
pour pipettes jusqu'à 200 µl	SJ1205	
pour pipettes jusqu'à 1000 µl	SJ1206	
pour pipettes 1 à 5 ml	SJ1207	
écrans anti-Gamma <sup>125I</sup>		
pour pipettes jusqu'à 200 µl	SJ1208	
pour pipettes jusqu'à 1000 µl	SJ1209	
pour pipettes 1 à 5 ml	SJ1210	

## Compte-gouttes 8 canaux



compte-gouttes	référence	Prix HT
Pipettes 8 canaux, les 25	TB1250	
Pipettes 8 canaux <b>stériles</b> en emballage individuel, les 100	TB1251	

## Robots distributeurs de liquide dans ce catalogue ...



voir page 1209