

Micropipettes mécaniques Eppendorf Reference® 2

- ▶ volume fixe, variable ou multicanaux
- ▶ micropipettes monocanal
- ▶ micropipettes 8 ou 12 canaux



Caractéristiques générales

- pipettes fiables, précises, ergonomiques,, parfaitement équilibrées
- fonctionnement à un seul bouton pour la sélection du volume, le pipetage et l'éjection de la pointe
- pipettes à coussin d'air nécessitant une faible force de pipetage
- entièrement autoclavables
- embout porte-pointe à ressort amortisseur de force : une légère pression suffit pour ajuster la pointe sans effort
- étalonnage facile et rapide
- conformes au concept PhysioCare pour réduire les contraintes sur la main et le bras
- modèles à volume variable : réglages rapides et précis du volume, le volume sélectionné est indiqué sur le grand affichage à 4 chiffres
- portoir carrousel pour 6 micropipettes ou 1 support en accessoire

Applications

- pipetage direct
- pipetage inverse
- retrait des surnageants
- mélange d'échantillons
- extraction de phase
- remplissage des plaques, gels et microtubes

Modèles multicanaux

- alignement parfait des pointes
- option de désactivation des embouts porte-cônes à amortisseur de force
- système d'éjection SOFTEject : éjection automatique des pointes extérieures avant les pointes intérieures
- aspiration extrêmement homogène des échantillons dans les différents canaux et un haut niveau de reproductibilité d'un utilisateur à l'autre pour des résultats homogènes



Filtres de protection

- empêchent l'entrée de liquides et vapeurs dans les composants internes de la micropipette
- compatibles avec les micropipettes Research plus, Reference 2 et Xplorer
- livrés par 10 avec 1 manchon filtrant

capacité		filtres
2,5 ml	●	DP7030
5 ml	●	DP7031
10 ml	●	DP7032

capacité		référence	Prix HT
micropipettes monocanal à volume fixe			
1 µl	●	DP7001	
2 µl	●	DP7002	
5 µl	●	DP7005	
10 µl	●	DP7010	
10 µl	●	DP7011	
20 µl	●	DP7020	
20 µl	●	DP7021	
25 µl	●	DP7025	
50 µl	●	DP7050	
100 µl	●	DP7100	
200 µl	●	DP7200	
200 µl	●	DP7201	
250 µl	●	DP7250	
500 µl	●	DP7500	
1000 µl	●	DP7000	
2 ml	●	DP7202	
2,5 ml	●	DP7203	
micropipettes monocanal à volume variable			
0,1 à 2,5 µl *	●	DP7101	
0,5 à 10 µl *	●	DP7102	
2 à 20 µl *	●	DP7103	
2 à 20 µl *	●	DP7104	
10 à 100 µl *	●	DP7105	
20 à 200 µl *	●	DP7106	
30 à 300 µl *	●	DP7107	
100 à 1000 µl *	●	DP7108	
0,25 à 2,5 ml **	●	DP7109	
0,5 à 5 ml **	●	DP7110	
1 à 10 ml **	●	DP7111	
micropipettes 8 canaux à volume variable			
0,5 à 10 µl *	●	DP7204	
10 à 100 µl *	●	DP7205	
30 à 300 µl *	●	DP7206	
micropipettes 12 canaux à volume variable			
0,5 à 10 µl *	●	DP7207	
10 à 100 µl *	●	DP7208	
30 à 300 µl *	●	DP7209	
accessoires			
portoir pour 6 pipettes		DP7140	
portoir pour 1 pipette		DP7141	

* livrée avec une boîte de pointes epT.I.P.S®
** livrée avec un sac d'échantillons de pointes epT.I.P.S®

Packs Reference® 2

Packs	micropipettes monocanal	pointes	accessoires	réf.	Prix HT
Pack 1	3 micropipettes volume variable 0,5 - 10 µl 10 - 100 µl 100 - 1000 µl	3 boîtes de pointes epT.I.P.S®	stylo-pipette	DP7150	
Pack 2	3 micropipettes volume variable 2 - 20 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	3 boîtes de pointes epT.I.P.S®	stylo-pipette	DP7151	
Pack 3	3 micropipettes volume variable 100 - 1000 µl 0,5 - 5 ml 1 - 10 ml	3 boîtes de pointes epT.I.P.S®	stylo-pipette	DP7152	
Pack 4	6 micropipettes volume variable 0,1 - 2,5 µl 0,5 - 10 µl 2 - 20 µl 10 - 100 µl 20 - 200 µl 100 - 1000 µl	6 boîtes de pointes epT.I.P.S®	1 portoir carrousel pour 6 micropipette, stylo-pipette	DP7153	