

Micropipette monocanal à volume variable Pluripet PL 20



- volume variable
- exactitude : $\pm 4,0\%$ à $2\text{ }\mu\text{l}$; $\pm 1,0\%$ à $10\text{ }\mu\text{l}$; $\pm 0,8\%$ à $20\text{ }\mu\text{l}$
- répétabilité : $\leq 3,0\%$ à $2\text{ }\mu\text{l}$; $\leq 0,7\%$ à $10\text{ }\mu\text{l}$; $\leq 0,4\%$ à $20\text{ }\mu\text{l}$
- corps en PVDF
- autoclavable entièrement, $121\text{ }^{\circ}\text{C}$ pendant 20 min
- pointes Kartell compatibles : 960 / 958 / 940 / 979
- EN ISO 8655

volume	Incrément	Volume d'essai	Transferpette®Pro
micropipettes monocanal			
2 - 20 μl	0,02 μl	2 / 10 / 20 μl	VA4270