

Microscopes pour l'enseignement 400x fond clair

400x

MONO

TUNGSTÈNE

accessoires	Réf.	Prix HT
accessoires		
ocilleton d'oculaire, l'unité	XE1701	
surplatine XY 50x25 mm, l'unité	XE1702	
oculaires interchangeables supplémentaires		
oculaire 10x/18 mm, l'unité	XE1720	
oculaire 15x/12 mm, l'unité	XE1721	
oculaire 20x/10 mm, l'unité	XE1722	
oculaire 2,5x - photo, l'unité	XE1723	
oculaire 10x micrométrique, l'unité	XE1705	
objectifs interchangeables supplémentaires		
objectif 20x - ON 0,40	XE6463	
objectif 60x - ON 0,85	XE6464	

- tête inclinée à 45°, rotation 360°
- dimensions : 370 × 133 × 180 mm
- Objectifs achromatiques
- Éclairage LED / Tungstène
- Oculaire WF 10x/18 avec pointeur fixe, sécurisé
- Longueur du tube : 160 mm
- Tourelle rotative pour 3 objectifs
- objectifs sont traités antireflet
- statif métallique, blanc époxy
- Platine carrée 110 × 120 mm
- Porte-filtre intégré
- Adaptateur secteur amovible 230 V
- Batteries rechargeables
- livré avec : housse, outils, manuel, batteries, filtre bleu

gross. max.	objectifs achromatiques	oculaires WF	condenseur	éclairage	platine	monoculaire
						référence Prix HT
400x	4x - 10x - 40x	10x/18 mm	N.A. fixe 0,65	tungstène 20W	2 valets	XE1710



Microscopes EUROMEX® Novex fond clair

1000x

MONO

BINO

TRINO

PLAN

SEMI PLAN

LED

HALOGÈNE

I

Microscopes biologiques
de haute qualité pour
l'enseignement et la recherche
scientifique.

accessoires	Réf.	Prix HT
oculaires supplémentaires		
grand champ WF 15x/12 mm, l'unité	XF4401	
grand champ WF 20x/10 mm, l'unité	XE1722	
grand champ WF 10x/18 mm, 10 mm/100 avec lentille ajustable	XF4403	
objectifs supplémentaires		
objectif Semi Plan SMP 20x/0,40	XF4404	
objectif Plan PL 20x/0,40	XF4405	
objectif Plan PL 60x/0,85	XF4406	
accessoires d'éclairage		
diaphragme de Köhler	XF4407	
ampoule halogène 20 W - 6 V	XF4408	
module LED de remplacement	XF4409	

- tête inclinée à 30°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 48 à 76 mm
- réglage de la dioptrie
- oculaires montés sur tube Ø 23,2 mm
- revolver porte objectifs 4 places
- 4 objectifs achromatiques
- condenseur d'Abbe O.N. max. 1,25
- éclairage LED ou halogène, selon modèle
- platine XY 125 x 135 mm, mouvement 75 x 35 mm, platine chauffante sur demande
- commande de réglage macrométrique et micrométrique
- système de sécurité sur la mise au point pour protéger les objectifs et les échantillons
- dimensions : 210 x 220 x h375
- livrés avec housse de protection, câble d'alimentation, fusible de rechange et flacon d'huile à immersion 5 ml
- garantie 5 ans

grossiss. max.	objectifs achromatiques grossissement	oculaires optique WF	monoculaire réf.	Prix HT	binoculaire réf.	Prix HT	trinoculaire réf.	Prix HT
microscopes avec éclairage halogène 20 W								
1000x	4x - 10x - 40x - 100x	Semi Plan IOS	10x/18 mm	-	XE8115		XE8215	
	4x - 10x - 40x - 100x	Semi Plan	10x/18 mm	XE8000	XE8100		XE8200	
	4x - 10x - 40x - 100x	Plan	10x/18 mm	XE8300	XE8400		XE8500	
microscopes avec éclairage LED 1 W								
1000x	4x - 10x - 40x - 100x	Semi Plan IOS	10x/18 mm	-	XE4400		XE4410	
	4x - 10x - 40x - 100x	Semi Plan	10x/18 mm	XE4420	XE4430		XE4440	
	4x - 10x - 40x - 100x	Plan	10x/18 mm	XE4450	XE4460		XE4470	

