

Stéréomicroscopes zoom jusqu'à 180x Garantie 10 ans



► modèles à colonne, à crémaillère ou à bras déporté, simple ou double

- tête inclinée à 45°, rotation 360°
- distance interpupillaire réglable de 54 à 75 mm
- réglage de la dioptrie ±5
- objectifs à grossissement variable de 0,67x à 4,5x (champ de vision de 33 mm à 4,9 mm)
- parafoveal sur toute la portée du zoom
- optiques traitées antifongique et anti-reflet
- statif à colonne, à crémaillère, à bras déporté simple ou à bras déporté double, selon modèle
- dimensions (lxpxh) : 256 x 311 x h346 mm
- livrés avec housse de protection, câble d'alimentation et fusible de rechange
- **garantie 10 ans**

Modèles statif à colonne ou à crémaillère

- porte-objet blanc transparent à 2 valets
- éclairages doubles LED 3 W par incidence et/ou transmis, réglages indépendants, peuvent être utilisés simultanément

Modèles à bras déporté

- sans éclairage
- en option lampe annulaire à fixer sur l'objectif



accessoires	référence	Prix HT
oculaires supplémentaires		
WF 10x/22 mm, la paire	XF3201	
WF 15x/16 mm, la paire	XF3202	
WF 20x/12 mm, la paire	XF3203	
WF 10x/22 mm micrométrique, l'unité	XF3204	
objectifs supplémentaires		
0,5x distance de travail 165 mm	XF3206	
0,75x distance de travail 120 mm	XF3207	
1,5x distance de travail 45 mm	XF3208	
2x distance de travail 30 mm	XF3209	
autres accessoires		
lampe annulaire 144 LEDs, contrôleur de segments	XF3211	



grossissement maximum	objectif	oculaires WF	éclairage		statif	distance de travail max.	binoculaire		trinoculaire	
			incident	transmis			référence	Prix HT	référence	Prix HT
45x	zoom 0,67x à 4,5x	10x/22 mm	LED	LED	à colonne	110 mm	XF3200	1	XF3205	2
	zoom 0,67x à 4,5x	10x/22 mm	LED	LED	à crémaillère	110 mm	XF3210	3	XF3215	4
	zoom 0,67x à 4,5x	10x/22 mm	-	-	bras déporté simple	110 mm	XF3220	5	XF3225	
	zoom 0,67x à 4,5x	10x/22 mm	-	-	bras déporté double	110 mm	XF3230		XF3235	6