

Microscope EUROMEX® fond clair JuniorLED

MONO **100x** LED

- ▶ platine mécanique X-Y intégrée
- ▶ double éclairage LED
- ▶ fonctionnement sans fil
- ▶ poignée de transport ergonomique
- ▶ 2 ans de garantie

- tête inclinée à 30°, rotation 360°
- revolver porte objectifs 3 places
- objectifs S40x, S60x et le S100x à immersion d'huile sont dotés d'un ressort
- condenseur fixe O.N 0.65
- éclairage LED 1W
- platine mécanique de 95 x 105 mm avec un mouvement X-Y de 16 x 50 mm
- mise au point coaxiale macrométrique et micrométrique
- livrés avec adaptateur secteur USB-C, clé Allen, housse, manuel

grossissement maximum	objectifs	oculaires WF	éclairage		tête		monoculaire	
			incident	transmis	inclinaison	rotation	référence	Prix HT
100x	40x/60x/100x	10x/16 mm	LED 1 W	LED 1 W	45°	360°	XE7151	



Microscope EUROMEX® polarisant bScope

TRINO **LED**

- ▶ Dispositif médical de classe I
- ▶ garantie 10 ans

- tête inclinée à 30°, rotation 360°
- traitement antibactérienne (APL)
- oculaires HWF 10x/20 mm
- revolver inversé monté sur des roulements à billes quintuple avec logement pour filtre polarisant
- condenseur fixe O.N 1.25
- système d'éclairage réglable par NeoLED™ de 3 W
- objectifs E-plan Phase, E-plan Phase IOS, Plan Phase IOS
- platine X-Y intégrée sans crémaillère
- poignée de transport intégrée
- tête ergo pivotante à 2 positions

grossissement maximum	objectifs	oculaires WF	éclairage	tête		monoculaire	
				inclinaison	rotation	référence	Prix HT
1000x	10x/20x/40x	10x/20 mm	LED 3 W	30°	360°	XE7170	

