


Microtubes BRAND® 0,5 ml avec capuchon clipsable

- en polypropylène, autoclavables +121°C
- exempts de RNase, DNase et endotoxines
- graduations
- zone sablée pour le marquage

	dim. ext.	accélération max.	référence	Prix HT
			coloris naturel	
tubes, avec capuchon plat	Ø7,9 x h32 mm	10 000 g	BD1005 [1]	les 1000
tubes, avec capuchon plat verrouillable	Ø7,9 x h30 mm	30 000 g	BD1006 [2]	les 500



Microtubes BRAND® 1,5 ml avec capuchon clipsable

- en polypropylène, autoclavables +121°C
- exempts de RNase, DNase et endotoxines
- graduations
- zone sablée pour le marquage

Microtubes capuchon solidaire		dim. ext.	accélération max.	référence	Prix HT
	stériles			coloris naturel	
tubes, avec capuchon plat	-	Ø10,8 x h41 mm	20 000 g	BD1010 [1]	les 500
tubes, avec capuchon plat	-	Ø10,8 x h41 mm	20 000 g	BD1011	les 3000
tubes, avec capuchon plat	stériles	Ø10,8 x h41 mm	20 000 g	BD1012	les 450
tubes, avec capuchon plat verrouillable	-	Ø10,7 x h39 mm	30 000 g	BD1013	les 1000



Microtubes BRAND® 2 ml avec capuchon clipsable

- en polypropylène, autoclavables +121°C
- exempts de RNase, DNase et endotoxines
- graduations
- zone sablée pour le marquage

Microtubes capuchon solidaire		dim. ext.	accélération max.	référence	Prix HT
				coloris naturel	
tubes, avec capuchon plat		Ø10,7 x h41 mm	20 000 g	BD1025 [1]	les 500
tubes, avec capuchon plat verrouillable		Ø10,7 x h41 mm	20 000 g	BD1026 [2]	les 500



Microtubes 5 ml avec couvercle à pression

- tubes gradués
- couvercle parfaitement hermétique et facile à ouvrir
- zone de marquage
- autoclavable à +121°C

Microtubes		dim. int.	accélération max.	référence	Prix HT
				coloris naturel	
tubes, couvercle à pression		Ø15,2 x h56,6 mm	25 000 g	BD3161	les 250

