


Films de scellement
épaisseur de 50,8 µm
EZcap



- épaisseur de 50,8 µm
- conçu pour être utilisé avec des plaques de polystyrène et de polypropylène
- sans DNase ni RNase
- comprend deux languettes d'extrémité perforées pour faciliter la manipulation

Prix HT


BL3370 Films non-stériles, les 400 bandes

BL3371 Films stériles, les 400 bandes

BL3372 Films PCR, les 400 bandes

- chaque feuille contient 8 pellicules de film sur un support continu pour une facilité d'utilisation
- coupe de précision dans une dimension plus petite pour sceller une rangée unique à 8 puits d'une plaque à 96 puits ou une plaque à puits à bandes ELISA
- plage de température de -40 à +120 °C

Films de scellement
blancs
épaisseur de 203 µm




- épaisseur vinyle 203 µm
- épaisseur adhésif 37 µm
- dimensions 116 x 76,2 mm
- film blanc en vinyle
- plage de température de -40 à +80 °C

Prix HT

BL3390 Films blancs, non stériles, les 50

Microtubes stériles
avec capuchon clipsable



- en polypropylène
- disponibles en versions faible rétention ADN et faible rétention protéines
- résistent à une centrifugation jusqu'à 14 000 RCF
- stérilisation par irradiation, sans DNase, sans RNase, apyrogènes
- température de -80°C à +121°C

volume	dim.	référence	Prix HT	référence	Prix HT
rétention ADN			rétention protéines		
0,6 ml	Ø 10 x h32,5 mm	BL3420	les 100	BL3423	les 100
1,5 ml	Ø 13 x h40 mm	BL3421	les 50	BL3424	les 50
2 ml	Ø 13 x h40 mm	BL3422	les 50	BL3425	les 50