

MICROTUBES

Microtubes avec bouchon pour Cobas Bio® et Cobas Mira®



- en polyéthylène HDPE
- capuchon attaché

|                  |          | Prix HT |           |
|------------------|----------|---------|-----------|
| dim. ext.        | capacité | bleu    |           |
| Ø7,65 x h35,5 mm | 0,70 ml  | VA4260  | les 12000 |

Microtubes 1,5 ml avec cape attenante



- en polypropylène
- capuchon attaché et perçable
- vitesse de centrif. (g) 15000
- autoclavable à 121°C pendant 20 min (cape ouverte)

|                    |          | Prix HT   |           |           |          |
|--------------------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|
| dim. ext.          | capacité | bleu      | rose      | vert      |          |
| Ø10,86 x h39,06 mm | 1,5 ml   | AZ1671206 | AZ1671329 | AZ1671401 | les 1000 |