

# Paillasses et laveries gamme scolaire

Livrées montées



## Paillasses sèches

### Caractéristiques générales :

- conformes à la norme NF EN 13150
- revêtement en grès émaillé 8 mm, sur support mélaminé blanc hydrofuge 22 mm, rive de protection en PVC gris clair
- piètement type H, en tube serrurier 30 x 30 mm et 50 x 25 mm, recouvert époxy blanc, avec vérins de mise à niveau et fixation au sol
- revêtements en verre émaillé ou stratifié compact, et autres hauteurs et configurations, sur demande

### Paillasses élèves avec dossier



- hauteur : 900 mm
- profondeur 624 mm
- 4 largeurs au choix
- dossier en mélaminé blanc hydrofuge, hauteur 50 mm

largeur	référence	Prix HT
1200 mm	<a href="#">SL6112</a>	
1800 mm	<a href="#">SL6118</a>	
2400 mm	<a href="#">SL6124</a>	
3000 mm	<a href="#">SL6130</a>	
accessoires en option		
prise de courant	MC-PC	
prise RJ45	MC-RJ45	

### Paillasses professeurs avec jupe d'habillage



- hauteur : 900 mm
- 2 largeurs au choix
- profondeur 760 mm
- jupe d'habillage, hauteur 650 mm

largeur	référence	Prix HT
2400 mm	<a href="#">SL6224</a>	
3000 mm	<a href="#">SL6230</a>	
accessoires en option		
caisson en panneau mélaminé pour arrivées électriques	SL6001	
prise de courant	MC-PC	
prise RJ45	MC-RJ45	

## Plots techniques

### Caractéristiques générales :

- conformes à la norme NF EN 13150
- revêtement en grès émaillé 8 mm sur support mélaminé blanc 22 mm hydrofuge, rive de protection PVC gris clair
- caisson technique en mélaminé blanc 19 mm hydrofuge, avec trappe d'accès
- bac en polypropylène haute densité noir
- revêtements en verre émaillé ou stratifié compact sur demande

### Plot technique élève



- hauteur 900 mm
- profondeur 614 mm
- largeur 614 mm
- bac en polypropylène haute densité, coloris noir, 30 x 30 mm
- robinet au choix
- dossier en mélaminé blanc hydrofuge, hauteur 50 mm

dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
plot technique élève, cuve à ajouter		
614 x 614 x h900 mm	<a href="#">SL6150</a>	
accessoires obligatoires		
bac pph noir 30 x 30 mm	MC-3030SN	
robinet EF double	MC-EF2T	
robinet EF simple	MC-EFT	
mélangeur EF/EC	MC-MELT	

### Plot technique professeur



- hauteur 900 mm
- profondeur 759 mm
- largeur 800 mm
- bac en polypropylène haute densité, coloris noir, 60 x 45 mm
- robinet au choix

dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
plot technique professeur, cuve à ajouter		
800 x 759 x h900 mm	<a href="#">SL6250</a>	
accessoires obligatoires		
bac pph noir 60 x 45 mm	MC-6045SN	
robinet EF double	MC-EF2T	
robinet EF simple	MC-EFT	
mélangeur EF/EC	MC-MELT	