

Paillasses et laveries gamme scolaire

Livrées montées



Paillasses sèches

Caractéristiques générales :

- conformes à la norme NF EN 13150
- revêtement en grès émaillé 8 mm, sur support mélaminé blanc hydrofuge 22 mm, rive de protection en PVC gris clair
- piètement type H, en tube serrurier 30 x 30 mm et 50 x 25 mm, recouvert époxy blanc, avec vérins de mise à niveau et fixation au sol
- revêtements en verre émaillé ou stratifié compact, et autres hauteurs et configurations, sur demande

Paillasses élèves avec dossier



- hauteur : 900 mm
- profondeur 624 mm
- 4 largeurs au choix
- dossier en mélaminé blanc hydrofuge, hauteur 50 mm

largeur	référence	Prix HT
1200 mm	SL6112	
1800 mm	SL6118	
2400 mm	SL6124	
3000 mm	SL6130	
accessoires en option		
prise de courant	MC-PC	
prise RJ45	MC-RJ45	

Paillasses professeurs avec jupe d'habillage



- hauteur : 900 mm
- 2 largeurs au choix
- profondeur 760 mm
- jupe d'habillage, hauteur 650 mm

largeur	référence	Prix HT
2400 mm	SL6224	
3000 mm	SL6230	
accessoires en option		
caisson en panneau mélaminé pour arrivées électriques	SL6001	
prise de courant	MC-PC	
prise RJ45	MC-RJ45	

Plots techniques

Caractéristiques générales :

- conformes à la norme NF EN 13150
- revêtement en grès émaillé 8 mm sur support mélaminé blanc 22 mm hydrofuge, rive de protection PVC gris clair
- caisson technique en mélaminé blanc 19 mm hydrofuge, avec trappe d'accès
- bac en polypropylène haute densité noir
- revêtements en verre émaillé ou stratifié compact sur demande

Plot technique élève



- hauteur 900 mm
- profondeur 614 mm
- largeur 614 mm
- bac en polypropylène haute densité, coloris noir, 30 x 30 mm
- robinet au choix
- dossier en mélaminé blanc hydrofuge, hauteur 50 mm

dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
plot technique élève, cuve à ajouter		
614 x 614 x h900 mm	SL6150	
accessoires obligatoires		
bac pph noir 30 x 30 mm	MC-3030SN	
robinet EF double	MC-EF2T	
robinet EF simple	MC-EFT	
mélangeur EF/EC	MC-MELT	

Plot technique professeur



- hauteur 900 mm
- profondeur 759 mm
- largeur 800 mm
- bac en polypropylène haute densité, coloris noir, 60 x 45 mm
- robinet au choix

dimensions (lxpxh)	référence	Prix HT
plot technique professeur, cuve à ajouter		
800 x 759 x h900 mm	SL6250	
accessoires obligatoires		
bac pph noir 60 x 45 mm	MC-6045SN	
robinet EF double	MC-EF2T	
robinet EF simple	MC-EFT	
mélangeur EF/EC	MC-MELT	