


Meubles encastrables sous paillasse



- meubles encastrables dans une paillasse avec piètement H
- en mélaminé blanc, portes coulissantes
- une étagère réglable sur taquets
- poignées en plastique ABS
- attention, la paillasse n'est pas fournie

largeur	portes coulissantes	référence		Prix HT	
		prof. 600 mm		prof. 750 mm	
855 mm	1 porte	KL4620	25 kg	KL4621	30 kg
1200 mm	2 portes	KL4614	35 kg	KL4617	45 kg
1500 mm	2 portes	KL4615	55 kg	KL4618	65 kg
1800 mm	4 portes	KL4616	75 kg	KL4619	85 kg

Etagères sur crémaillères



- tablette en mélaminé hydrofuge blanc, prof 320 mm ép. 19 mm
- hauteur de la structure : 1000 mm
- 6 largeurs au choix de 600 à 1800 mm

configuration	largeur	référence	Prix HT
1 niveau	600 mm	KL2411	
	900 mm	KL2412	
	1200 mm	KL2413	
	1500 mm	KL2414	
	1800 mm	KL2415	
2 niveaux	600 mm	KL2421	
	900 mm	KL2422	
	1200 mm	KL2423	
	1500 mm	KL2424	
	1800 mm	KL2425	
3 niveaux	600 mm	KL2431	
	900 mm	KL2432	
	1200 mm	KL2433	
	1500 mm	KL2434	
	1800 mm	KL2435	

Paillasses mobiles sur roulettes



- plan en stratifié bords droits ou en glace émaillée bordée au périmètre
- ossature mécanosoudée
- 4 roulettes (Ø 80 mm), dont 2 à freins
- charge maximale : 240 kg
- modèles avec tablette en mélaminé blanc avec raidisseur

profondeur	largeur	plan stratifié				plan glace émaillée			
		SANS tablette		AVEC tablette		SANS tablette		AVEC tablette	
		référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
600 mm	1200 mm	KL8812	45 kg	KL8814	47 kg	KL8831	51 kg	KL8841	53 kg
	1500 mm	KL8813	50 kg	KL8819	52 kg	KL8832	63 kg	KL8842	65 kg
	1800 mm	KL8823	58 kg	KL8821	60 kg	KL8833	75 kg	KL8843	77 kg
750 mm	1200 mm	KL8817	53 kg	KL8815	55 kg	KL8834	59 kg	KL8844	61 kg
	1500 mm	KL8818	55 kg	KL8820	57 kg	KL8835	73 kg	KL8845	75 kg
	1800 mm	KL8824	63 kg	KL8822	65 kg	KL8836	85 kg	KL8846	87 kg