

Postes de travail à relevage électrique

- structure en acier laqué argent
- piètement type C, réglable :
en largeur : 1120, 1270 ou 1420 mm
en hauteur : de 680 à 1180 mm
- plateau en stratifié blanc postformé sur support hydrofuge, épaisseur 28 mm, bord avant arrondi, largeur 1500 mm, 2 profondeurs au choix : 600 ou 750 mm
- charge maximale 50 kg
- contrôle par boutons haut/bas
- vitesse de levage 25 mm/s.
- fonctionnement silencieux < 50 dB
- alimentation 230 V - 50/60 Hz, 80 W (0,15 W en mode veille)
- conformes aux normes EN527-1, EN527-2



Référence	Prix HT
KL2801 Poste de travail à hauteur réglable, avec plateau 1500 x 600 mm	
KL2802 Poste de travail à hauteur réglable, avec plateau 1500 x 750 mm	

Paillasses motorisées à hauteur réglable

- réglage en hauteur de 500 à 900 mm
- 3 mémoires de position programmables
- charge maximale 400 kg
- sécurité anti-écrasement
- convient à plusieurs opérateurs, de tailles différentes, ou à des tâches successives
- déplacement facile entre laboratoires
- les plans de travail sont proposés avec ou sans bords de rétention, 4 largeurs et 2 profondeurs au choix
- matériaux du plan de travail :
 - **mélaminé** épaisseur 30 mm, bords en ABS, coloris blanc ou gris, sans bords de rétention
 - **HPL/Trespa**, épaisseur 16 mm, coloris blanc ou gris, sans bords de rétention
 - **verre émaillé** épaisseur 31 mm, avec bords en ABS ou bords de rétention en PVC
 - **grès étiré** épaisseur 30 mm, avec bords en ABS ou bords de rétention en PVC (épaisseur 38 mm)
 - **polypropylène** avec bords de rétention



profondeur	largeur	mélaminé		HPL/Trespa®		Verre émaillé		grès étiré		Polypropylène	
		blanc	gris	blanc	gris						
		réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT	réf.	Prix HT
Postes avec plan de travail SANS bord de rétention											
600 mm	900 mm	AP7201	AP7211	AP7221	AP7231	AP7241	AP7251	-	-	-	-
	1200 mm	AP7202	AP7212	AP7222	AP7232	AP7242	AP7252	-	-	-	-
	1500 mm	AP7203	AP7213	AP7223	AP7233	AP7243	AP7253	-	-	-	-
	1800 mm	AP7204	AP7214	AP7224	AP7234	AP7244	AP7254	-	-	-	-
750 mm	900 mm	AP7205	AP7215	AP7225	AP7235	AP7245	AP7255	-	-	-	-
	1200 mm	AP7206	AP7216	AP7226	AP7236	AP7246	AP7256	-	-	-	-
	1500 mm	AP7207	AP7217	AP7227	AP7237	AP7247	AP7257	-	-	-	-
	1800 mm	AP7208	AP7218	AP7228	AP7238	AP7248	AP7258	-	-	-	-
Postes avec plan de travail AVEC bords de rétention en PVC											
600 mm	900 mm	-	-	-	-	AP7341	AP7351	AP7361	-	-	-
	1200 mm	-	-	-	-	AP7342	AP7352	AP7362	-	-	-
	1500 mm	-	-	-	-	AP7343	AP7353	AP7363	-	-	-
	1800 mm	-	-	-	-	AP7344	AP7354	AP7364	-	-	-
750 mm	900 mm	-	-	-	-	AP7345	AP7355	AP7365	-	-	-
	1200 mm	-	-	-	-	AP7346	AP7356	AP7366	-	-	-
	1500 mm	-	-	-	-	AP7347	AP7357	AP7367	-	-	-
	1800 mm	-	-	-	-	AP7348	AP7358	AP7368	-	-	-