

PELLES EN POLYSTYRÈNE

Pelles de prélèvement à usage unique



- polystyrène blanc
- bioplastique blanc entièrement recyclable, exempt de tout matériau d'origine fossile, permet la réduction des émissions de CO₂ et des gaz à effet de serre
- compatibles contact alimentaire
- modèles stériles rayons gamma en emballage individuel



capacité			longueur		réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT
					polystyrène		polystyrène stériles		bioplastique		bioplastique stériles	
pelles sans couvercle												
25 ml	141 mm	les 10	BK1025		BK1025S		BK6025		BK6025S			
50 ml	160 mm	les 10	BK1101		BK1100S		BK6050		BK6050S			
100 ml	205 mm	les 10	BK2025		BK2025S		BK6100		BK6100S			
150 ml	216 mm	les 10	BK2100		BK2100S		BK6150		BK6150S			
250 ml	232 mm	les 10	BK2200		BK2200S		-		-			
500 ml	280 mm	les 10	BK2210		BK2210S		-		-			
pelles avec couvercle												
25 ml	142 mm	les 10	BK1050		BK1050S		-		-			
50 ml	160 mm	les 10	BK1150		BK1150S		-		-			
100 ml	206 mm	les 10	BK2050		BK2050S		-		-			
150 ml	218 mm	les 10	BK2150		BK2150S		-		-			
250 ml	235 mm	les 10	BK2205		BK2205S		-		-			
500 ml	283 mm	les 10	BK2215		BK2215S		-		-			

Pelles de prélèvement stériles (((détectables)))



I Aliments, poudres, granulés et pâtes.

- en polystyrène bleu
- poignée ergonomique
- compatible contact alimentaire
- en emballage individuel
- stériles par rayons gamma



détection par
détecteur de métaux,
rayons X et
scanner couleur

capacité	longueur	polystyrène bleu		polystyrène bleu détectable	
		couleur bleue facilement identifiable par contrôle visuel		additif détectable par détecteur de métaux, scanner couleur ou rayons X	
25 ml	141 mm	BK4002	les 10	BK5002	les 10
50 ml	160 mm	BK4005	les 10	BK5005	les 10
100 ml	205 mm	BK4010	les 10	BK5010	les 10
150 ml	216 mm	BK4015	les 10	BK5015	les 10
250 ml	232 mm	BK4025	les 10	BK5025	les 10
500 ml	280 mm	BK4050	les 10	BK5050	les 10
1000 ml	332 mm	BK4100	les 10	BK5100	les 10
2000 ml	381 mm	BK4200	les 10	BK5200	les 10