

CUILLÈRES

Cuillères
en polypropylène ou polystyrène



I Standard ou stériles
en emballage individuel.



capacité	largeur	référence	Prix HT
cuillères standard PP			
1 ml	20 mm	F36723 les 12	
2 ml	25 mm	F36724 les 12	
5 ml	30 mm	F36725 les 12	
15 ml	39 mm	F36726 les 12	
Assortiment : 3 cuillères de chaque taille (total 12)		F36727 le jeu	
cuillères stériles PS en emballage individuel			
1 ml		H36940 les 200	
2,5 ml		H36942 les 200	
5 ml		H36944 les 200	
15 ml		H36946 les 200	

- Idéales pour prélèvements en vue d'analyses au laboratoire, particulièrement dans l'industrie alimentaire, l'industrie pharmaceutique, l'industrie cosmétique
- autoclavables à 121°C
- capacité 1 à 15 ml, longueur 180 mm
- en polypropylène ou polystyrène moulé

Cuillères de prélèvement usage unique
en polystyrène ou en bioplastique



- polystyrène blanc
- bioplastique blanc entièrement recyclable, exempt de tout matériau d'origine fossile, permet la réduction des émissions de CO₂ et des gaz à effet de serre
- compatible contact alimentaire
- modèles stériles rayons gamma en emballage individuel

capacité	cuillère	longueur	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT	réf	Prix HT
			polystyrène		polystyrène stériles		bioplastique		bioplastique stériles	
2,5 ml	à café	127 mm	les 100	BK3002	BK3002S		BK7002		BK7002S	
10 ml	à soupe	170 mm	les 100	BK3010	BK3010S		BK7010		BK7010S	