

Multiparamètres Sensodirect 150

- ▶ datalogger jusqu'à 16000 groupes de données
- ▶ interfaces RS232 - USB

- écran LCD 58 x 34 mm
- fonction Hold
- mémoires Min et Max.
- **électrode pH** corps plastique, électrolyte gel, fiche BNC
- **électrode redox en option** corps plastique, électrolyte

- gel, fiche BNC
- **cellule de conductivité** à tige de carbone, capteur T°C intégré, dim. Ø 22 x 120 mm
- **électrode d'oxygène** type polarographique
- conditions ambiantes : 0 à 50°C - 80 % HR



pH
mV (redox)
conductivité
TDS
température

pH
mV (redox)
O₂
température

pH
mV (redox)
conductivité
TDS
salinité
O₂
température

		5 paramètres	4 paramètres	7 paramètres
pH / mV (redox)	gamme	-0,00 à 14,00 pH (±0,02 pH)	-0,00 à 14,00 pH (±0,02 pH)	-0,00 à 14,00 pH (±0,02 pH)
	étalonnage	auto. en 3 points	auto. en 3 points	automatique en 3 points
	compensation en °C	automatique 0 à +65°C ou manuelle	automatique 0 à +65°C ou manuelle	automatique 0 à +65°C ou manuelle
conductivité	mV (redox)	±1999 mV (±0,5%)	±1999 mV (±0,5%)	±1999 mV (±0,5%)
	conductivité (4 gammes)	0 µS/cm à 200,0 mS/cm (±2%)	-	0 µS/cm à 200,0 mS/cm (±2%)
	TDS	0 à 132000 ppm	-	0 à 132000 ppm
oxygène dissous	compensation en °C	automatique 0 à 60°C	-	automatique 0 à 60°C
	gamme mg/l	-	0,0 à 20,0 mg/l O ₂ (±0,4 mg/l)	0,0 à 20,0 mg/l O ₂ (±0,4 mg/l)
	gamme saturation	-	0 à 100% saturation (±0,7%)	0 à 100% saturation (±0,7%)
	compensation en °C	-	automatique 0 à +50°C	automatique 0 à +50°C
	compensation en salinité	-	0 à 39% NaCl	0 à 39% NaCl
température	compensation en pression	-	automatique jusqu'à 8900 mètres d'altitude	automatique jusqu'à 8900 mètres d'altitude
	température	0 à +60°C (±0,8°C)	0 à +60°C (±0,8°C)	0 à +60°C (±0,8°C)
mémoire		manuel ou auto. 16000 séries de données	manuel ou auto. 16000 séries de données	manuel ou auto. 16000 séries de données
interfaces		RS232 - USB	RS232 - USB	RS232 - USB
alimentation		secteur 230 V ou 4 piles AA 1,5 V	secteur 230 V ou 4 piles AA 1,5 V	secteur 230 V ou 4 piles AA 1,5 V
dimensions / poids		120 x 220 x h40 mm / 620 g	120 x 220 x h40 mm / 620 g	120 x 220 x h40 mm / 620 g
livrés complets, en mallette, avec		housse de protection, électrode pH, cellule conductivité, capteur de température, piles et accessoires d'étalonnage	housse de protection, électrode pH, électrode d'oxygène, capteur de température, piles et accessoires d'étalonnage	housse de protection, électrode pH, cellule de conductivité, capteur de température, électrode d'oxygène, piles et accessoires d'étalonnage
Multiparamètres complets		AMP1500	AMP1510	AMP1520
accessoires				
électrode pH de rechange Ø 12 x 120 mm, câble 1 m.	1	AMP1550	AMP1550	AMP1550
électrode redox	2	AMP1562	AMP1562	AMP1562
électrode de conductivité, < 200 mS/cm	3	AMP1552	-	AMP1552
capteur d'oxygène, 4 m	4	-	AMP1553	AMP1553
membrane de rechange pour électrode O ₂	5	-	AMP1554	AMP1554
électrolyte de rechange pour électrode O ₂	6	-	AMP1555	AMP1555
bloc d'alimentation secteur	7	AMP1561	AMP1561	AMP1561

