

Électrodes mV (redox) combinées

mV (redox)

- électrodes métalliques robustes et fiables
- idéales pour les mesures de routine
- excellent temps de réponse
- câble 1 m
- sans capteur de température intégré



électrodes redox	BRPT1	XRPT1
gamme	+/- 2,000 mV	
corps	Verre	PVC
jonction	céramique	
métal	fil en Platine	
électrolyte	KCl 1 mol/L	
T°C utilisation	0 à +80°C	0 à +60°C
Ø extrémité	Ø 12 mm	Ø 12 mm
longeur d' insertion	115 mm	120 mm
système de référence	Ag/AgCl	
usage	usage général	usage général, électrode protégée
Électrodes, connexion BNC	CA3410	CA3420
Électrodes, connexion S7 (à visser)	CA3411	CA3421

Électrodes mV (redox) à combiner

mV (redox)

- électrodes métalliques robustes et fiables
- idéales pour les mesures de routine
- excellent temps de réponse
- câble 1 m
- sans capteur de température intégré
- les électrodes de mesures doivent être associées à des électrodes de référence



Cordons S7 avec fiches BNC - Cinch - banane



fiche BNC



fiche Cinch



fiche banane 2 mm



fiche banane 4 mm

électrodes redox	Electrodes de mesure		
	BPT1	XPT1	XPT2
gamme	+/- 2,000 mV		
corps	Verre	PVC	PVC
métal	fil en Platine	fil en Platine	tige en Platine
T°C utilisation	0 à +80°C	0 à +60°C	0 à +60°C
Ø extrémité	Ø 8 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm
longeur d' insertion	115 mm	120 mm	120 mm
usage	Usage général, à associer avec une électrode de référence		
Élec- trodes, S7 (à visser)	BNC	-	CA3450
	S7 (à visser)	AZ1131004	AZ1131005
	Banane 4 mm	-	CA3444

	référence	Prix HT
cordons S7 - Banane		
Cordon S7 - banane 2 mm	AZ1131008	
Cordon S7 - banane 4 mm	AZ1131001	
cordons S7 - BNC		
Cordon S7 - BNC	AZ1131012	
cordons S7 - Cinch		
Cordon S7 - Cinch	AZ1131043	