

Électrodes pour argentimétrie

argentimétrie

- électrodes robustes et fiables
- idéales pour les mesures de routine
- excellent temps de réponse
- câble 1 m
- sans capteur de température intégré
- les électrodes de mesures doivent être associées à des électrodes de référence



électrodes argentimétrie	Eléctrode combinée	Electrodes de mesure		Electrodes de référence		
	BRAG1	BAG1	XAG1	BR43	XR43	BR44
gamme	+/- 2,000 mV	+/- 2,000 mV		+/- 2,000 mV		
corps	Verre	Verre	PVC	Verre	PVC	Verre
jonction	céramique	-	-	céramique	céramique	céramique
métal	Tige en argent	Tige en argent		-		
électrolyte de référence	K ₂ SO ₄ saturé	-	-	K ₂ SO ₄ saturé	K ₂ SO ₄ saturé	KCl 1 mol/L KNO ₃ 1 mol/L
T°C utilisation	0 à +80°C	0 à +80°C	0 à +60°C	0 à +80°C	0 à +60°C	0 à +80°C
Ø extrémité	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 12 mm	Ø 8 mm	Ø 12 mm
longueur d'insertion	125 mm	125 mm	120 mm	115 mm	110 mm	120 mm
système de référence	Sulfate mercurieux	-	-	Sulfate mercurieux	Sulfate mercurieux	Ag/AgCl
Électrodes, connexion :	BNC	CA3510	AZ1131027	AZ1131020	-	-
	S7 (à visser)	CA3511	AZ1131017	AZ1131009	CA3541	CA3551
	Banane 2 mm	-	-	-	CA3542	CA3552
	Banane 4 mm	-	-	CA3534	CA3543	CA3553
					CA3551	CA3561
					CA3552	CA3562
					CA3553	CA3563