

Pipettes de transfert graduées, en plastique

Échelle 1:1

- en LDPE très transparent
- modèles non stériles livrés en vrac

- modèles stériles livrés en emballage individuel, ou par 20, en sachet Polybag refermable et stérile par oxyde d'éthylène












capacité totale	bulbe	graduations	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
1,5 ml	0,8 ml	0,1 à 0,3 ml	21 gouttes/ml	116 mm	-	en vrac	CT4200	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4202	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4204	les 100
3 ml	2,2 ml	0,25 à 1 ml	25 gouttes/ml	140 mm	-	en vrac	CT4210	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4212	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4214	les 100
5 ml	3,1 ml	0,25 à 1 ml	25 gouttes/ml	145 mm	-	en vrac	CT4220	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4222	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4224	les 100
5 ml	3,4 ml	0,25 à 1 ml	25 gouttes/ml	150 mm	-	en vrac	CT4230	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4232	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4234	les 100
5 ml	1,8 ml	0,5 à 2 ml	24 gouttes/ml	155 mm	-	en vrac	CT4240	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4242	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4244	les 100
7 ml	3,2 ml	0,5 à 3 ml	20 gouttes/ml	155 mm	-	en vrac	CT4250	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4252	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4254	les 100
7,5 ml	3,5 ml	0,5 à 3 ml	23 gouttes/ml	148 mm	-	en vrac	CT4260	les 500
					stériles	emballage par 20	CT4262	les 400
					stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4264	les 100









**i** Échelle 1:1

## Pipettes de transfert en plastique

- en LDPE très transparent
- modèles non stériles livrés en vrac
- modèles stériles livrés en emballage individuel, ou par 20, en sachet Polybag refermable

capacité totale	bulbe	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
 0,5 ml	0,3 ml	15 gouttes/ml	70,5 mm	-	en vrac	CT4300	les 1000
 1 ml	0,6 ml	19 gouttes/ml	69 mm	-	en vrac	CT4310	les 1000
 1,2 ml	0,9 ml	25 gouttes/ml	65 mm	-	en vrac	CT4320	les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4322	les 400
				stériles	emballage par 5	CT4324	les 400
 1 ml	0,2 ml	-	131 mm	-	en vrac	CT4330	les 1000
 0,8 ml	0,2 ml	-	124 mm	-	en vrac	CT4340	les 100
 1,3 ml	1,0 ml	45 gouttes/ml	51 mm	-	en vrac	CT4350	les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4352	les 800
 1,5 ml	0,9 ml	25 gouttes/ml	70 mm	-	en vrac	CT4360	les 1000
 1,5 ml	1 ml	50 gouttes/ml	104 mm	-	en vrac	CT4370	les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4372	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4374	les 1000
 2 ml	0,9 ml	25 gouttes/ml	87 mm	-	en vrac	CT4380	les 1000
				stériles	emballage par 20	CT4382	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4384	les 100

Pointe fine

capacité totale		bulbe		gouttes/ml		longueur		stérile		conditionnement		référence		Prix HT					
<b>Pointe fine</b>																			
																			
5 ml	3,3 ml	50 gouttes/ml	153 mm	-	en vrac	CT4390	les 500	stériles	emballage par 20	CT4392	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4394	les 1000				
																			
4 ml	3 ml	-	85 mm	-	en vrac	CT4400	les 500	stériles	emballage par 20	CT4402	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4404	les 1000				
																			
4 ml	1,9 ml	25 gouttes/ml	130 mm	-	en vrac	CT4410	les 500	stériles	emballage par 20	CT4412	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4414	les 1000				
																			
4,5 ml	3,3 ml	25 gouttes/ml	155 mm	-	en vrac	CT4420	les 500	stériles	emballage par 20	CT4422	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4424	les 1000				
																			
5 ml	1,9 ml	23 gouttes/ml	154 mm	-	en vrac	CT4430	les 500	stériles	emballage par 20	CT4432	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4434	les 1000				
<b>Pointe fine</b>																			
																			
5,8 ml	3,3 ml	55 gouttes/ml	149 mm	-	en vrac	CT4440	les 500	stériles	emballage par 20	CT4442	les 200	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4444	les 1000				
<b>Pointe fine</b>																			
																			
5,8 ml	3,5 ml	50 gouttes/ml	156 mm	-	en vrac	CT4450	les 500	stériles	emballage par 20	CT4452	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4454	les 1000				
																			
6 ml	2,3 ml	25 gouttes/ml	226 mm	-	en vrac	CT4460	les 500	stériles	emballage par 20	CT4465	les 400	stériles	emballage par 5	CT4464	les 400	stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4462	les 400

capacité totale	bulbe	gouttes/ml	longueur	stérile	conditionnement	référence	Prix HT
6,5 ml	4,0 ml	-	155 mm	-	en vrac	CT4470	les 500
				stériles	emballage par 20	CT4472	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4474	les 1000
7,5 ml	3,2 ml	20 gouttes/ml	156 mm	-	en vrac	CT4480	les 500
				stériles	emballage par 20	CT4482	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4484	les 1000
8 ml	4,6 ml	20 gouttes/ml	152 mm	-	en vrac	CT4490	les 500
				stériles	emballage par 20	CT4492	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4494	les 1000
<b>Pointe fine</b>							
8,7 ml	4,8 ml	45 gouttes/ml	147 mm	-	en vrac	CT4500	les 400
				stériles	emballage par 20	CT4502	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4504	les 1000
9 ml	4,8 ml	16 gouttes/ml	137 mm	-	en vrac	CT4510	les 500
				stériles	emballage par 20	CT4512	les 400
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4514	les 1000
15 ml	8 ml	19 gouttes/ml	155 mm	-	en vrac	CT4520	les 500
				stériles	emballage par 20	CT4522	les 200
				stériles	emballage individuel Peel-Pack	CT4524	les 200
23 ml	7,3 ml	20 gouttes/ml	300 mm	-	en vrac	CT4530	les 100
				stériles	emballage par 20	CT4532	les 800
				-	en vrac	CT4540	les 100
6,9 ml	-	-	165 mm	-	en vrac	CT4540	les 100