

PIPETTES GRADUÉES CLASSE AS

Pipettes graduées classe AS - type 3

pipettes graduées Type 3 : zéro en haut, écoulement total




- certifiées conformes à la norme ISO 835
- calibrage pour écoulement «EX» : le volume affiché correspond à celui qui s'écoule à l'extérieur de la pipette

- certifiées conformes à la norme ISO 835, selon modèle
- code couleur pour un repérage aisé des capacités

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			graduons bleues		graduons ambrées	
0,1 ml	0,001 ml	± 0,001 ml	GW2021		GW2041	
0,2 ml	0,001 ml	± 0,002 ml	GW2022		GW2042	
0,2 ml	0,002 ml	± 0,002 ml	GW2023		GW2043	
0,5 ml	0,001 ml	± 0,005 ml	GW2024		GW2044	
1 ml	0,01 ml	± 0,007 ml	GW2025		GW2045	
1 ml	0,1 ml	± 0,007 ml	GW2026		GW2046	
2 ml	0,01 ml	± 0,01 ml	GW2027		GW2047	
2 ml	0,02 ml	± 0,01 ml	GW2028		GW2048	
2 ml	0,1 ml	± 0,01 ml	GW2029		GW2049	
5 ml	0,05 ml	± 0,03 ml	GW2030		GW2050	
5 ml	0,1 ml	± 0,03 ml	GW2031		GW2051	
10 ml	0,1 ml	± 0,05 ml	GW2032		GW2052	
20 ml	0,1 ml	± 0,1 ml	GW2033		GW2053	
25 ml	0,1 ml	± 0,1 ml	GW2034		GW2054	
50 ml	0,5 ml	± 0,2 ml	GW2035		GW2055	


capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT
0,1 ml	0,01 ml	± 0,006 ml	TK1330	
0,2 ml	0,01 ml	± 0,006 ml	TK1331	
0,5 ml	0,01 ml	± 0,006 ml	TK1332	
1 ml	0,10 ml	± 0,007 ml	TK1333	
1 ml	0,01 ml	± 0,007 ml	TK1334	
2 ml	0,10 ml	± 0,010 ml	TK1335	
2 ml	0,01 ml	± 0,010 ml	TK1336 *	
2 ml	0,02 ml	± 0,010 ml	TK1337	
5 ml	0,05 ml	± 0,030 ml	TK1338	
5 ml	0,10 ml	± 0,030 ml	TK1339	
10 ml	0,10 ml	± 0,050 ml	TK1340	
20 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1341	
25 ml	0,10 ml	± 0,100 ml	TK1342	
50 ml	0,10 ml	± 0,200 ml	TK1343 *	
50 ml	0,20 ml	± 0,200 ml	TK1344 *	
100 ml	0,20 ml	± 0,200 ml	TK1345 *	

* Non conformes à la norme ISO 835.



Pipettes graduées classe AS - type 3

bande Schellbach



- certifiées conformes à la norme ISO 835
- logo gravé "H" : conformité, numéro de lot et année de production
- longueur 360 mm (sauf modèles 25 ml et 50 ml longueur 450 mm)
- pipettes avec certificat : ajouter la lettre "C" à la référence ci-contre

capacité	graduation	tolérance	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT	référence	Prix HT
			grad. ambrées		grad. ambrées avec certificat de conformité		grad. ambrées avec certificat USP		graduons bleues	
0,5 ml	0,01 ml	± 0,006 ml	HL3029		-				HL3129	HL3529
1 ml	0,01 ml	± 0,007 ml	HL3033		-		HL3033CU		HL3133	HL3533
1 ml	0,1 ml	± 0,007 ml	HL3035		-				HL3135	-
2 ml *	0,01 ml	± 0,01 ml	HL3040		-				HL3140	-
2 ml	0,02 ml	± 0,01 ml	HL3041		-		HL3041CU		HL3141	HL3541
2 ml	0,1 ml	± 0,01 ml	HL3042		-				HL3142	-
5 ml	0,05 ml	± 0,03 ml	HL3053		-		HL3053CU		HL3153	HL3553
5 ml	0,1 ml	± 0,03 ml	HL3054		-				HL3154	HL3554
10 ml	0,1 ml	± 0,05 ml	HL3060		-		HL3060CU		HL3160	HL3560
20 ml	0,1 ml	± 0,1 ml	HL3065		-				HL3165	HL3565
25 ml	0,1 ml	± 0,1 ml	HL3070		-		HL3070CU		HL3170	HL3570
50 ml *	0,2 ml	± 0,2 ml	HL3075		HL3075CE				HL3175	-

* Non conformes à la norme ISO 835.